


DENTALSIL®

DENTIST & LABORATORY PRODUCTS



 April '24							
Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
14	1	2	3	4	5	6	7
15	8	9	10	11	12	13	14
16	15	16	17	18	19	20	21
17	22	23	24	25	26	27	28
18	29	30					

 Mei '24							
Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
18			1	2	3	4	5
19	6	7	8	9	10	11	12
20	13	14	15	16	17	18	19
21	20	21	22	23	24	25	26
22	27	28	29	30	31		

 Juni '24							
Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
22						1	2
23	3	4	5	6	7	8	9
24	10	11	12	13	14	15	16
25	17	18	19	20	21	22	23
26	24	25	26	27	28	29	30


= 1 april: **2de Paasdag**
 = 27 apr.: **Koningsdag**
 = 9 mei: **Hemelvaartsdag**
 = 19 + 20 mei: **Pinksteren**

TriEye 'zonne'- bril met achteruitkijkspiegel



**xx%
korting**



Ontwikkeld door Carsten Fongen,  een Europese wielrenner.

TriEye®

Verkooprijzen van € xx,- tot € xxx,-




Fiets, loop, ren, ski, roei met vertrouwen en zie alles wat zich achter u bevindt met de TriEye-sportbril, voorzien van een geïntegreerde en verstelbare achteruitkijkspiegel, zodat u uw blik voor kunt houden terwijl u zich bewust blijft van uw omgeving.

De frames zijn gemaakt van TR90, een thermoplastisch materiaal dat bekend staat om zijn uitzonderlijke duurzaamheid, flexibiliteit en lichtgewicht eigenschappen. De frames kunnen onder druk gemakkelijk buigen om zich aan te passen aan de contouren van uw gezicht, voor maximaal comfort. De rubberen neustip zorgt bovendien voor een comfortabele pasvorm en helpt de bril op zijn plaats te houden.



De polycarbonaat lenzen van TriEye sportbrillen zijn zowel duurzaam als lichtgewicht, waardoor ze perfect zijn voor elke vorm van buitenactiviteit. Deze lenzen zijn volledig UV-beschermd (UV400) en voorzien van een krasbestendige coating, waardoor u altijd een helder en onbelemmerd zicht heeft. Een opening tussen het frame en de lens creëert een luchtstroom die helpt om het beslaan van de lens te voorkomen. Een slim lens slot op het frame houdt de lens op zijn plaats en maakt het wisselen van verschillende lenzen eenvoudig en mogelijk.

Een ruim assortiment uitwisselbare lenzen, brillen en accessoires



Bij een minimale besteding van slechts € xx,- uit het hele assortiment van Dentasil ontvangt u van ons een persoonlijke kortingscode van xx% op de TriEye brillen. Direct bestellen of voor meer informatie...

.....check onze website: <https://dentasil.com/trieye>



SCAN qr-code

SilaPutty combi DEAL

De originele 1:1 SilaPutty

...met superieure eigenschappen, voor een exacte detail weergave!

Onze putty is de enige echte twee componenten silicoon, gegarandeerd zonder tetraethylsilicaat. Geen handschoenen meer nodig, plakt niet aan de handen, is soepel kneedbaar en makkelijk te doseren. Bovendien is onze SilaPutty scanbaar (*voor de meeste optische scanners*), kookvast, vorm-vast, 100% homogeen en zuinig in gebruik.



Combi DEAL vanaf

€ **XX,XX**

Shore:

A 90



SilaPutty standaard of soft?

Soft is nog soepeler kneedbaar en iets langer verwerkbaar.



SilaPutty bevat geen vulmateriaal of schadelijke inhoudsstoffen!

Mengverhouding: **1:1**

Losse verkoop

SilaPutty standaard art.nr's:

SilaPutty soft art.nr's:

4 kg SilaPutty =
2 kg A + 2 kg B

- 4kg.: 72004 € XX,XX

- 20kg.: 720020 € XXX,XX

- 50kg.: 720050 € XXX,XX

- 4kg.: 72004-S € XX,XX

- 20kg.: 720020-S € XXX,XX

- 50kg.: 720050-S € XXX,XX



Veilig systeem

Super combi DEAL: 4 kg SilaPutty Soft + Scalpel SET

€ **XX,XX**

Art.nr: 47-12



Scalpel SET:

- 1 scalpel houder
- 12 scalpelmesjes type 11
- 12 scalpelmesjes type 15
- 12 scalpelmesjes type 23



CAD/CAM - PMMA pink

Superieure biocompatibiliteit, optimale helderheid en oppervlakte-afwerking die lichtbreking en reflectie mogelijk maakt met zijn uitstekende kleurstabiliteit en glanzende afwerking. Dimensionele stabiliteit, uitstekende slijtvastheid en esthetiek, hoge weerstand tegen buiging, bestand tegen hoge kauwkrachten.



10 schijven **SLECHTS**

€ **XXX,xx**

Advies prijs: € xxx,-



Kleuren:

- roze
- transparant



- Alle PMMA discs:**
- Gemakkelijk te frezen en polijsten
 - Hoge kleurstabiliteit
 - Biocompatibel


Schijfhoogte:

- 30 mm (roze)
- 20 mm (transparant)

Prijs op basis van aanbod. Liever een andere schijfhoogte gewenst... laat ons dit dan weten.

De meerkleurige CAD/CAM PMMA-schijven worden op dezelfde manier vervaardigd als de tandlijnen met behulp van het volledig geautomatiseerde en ultramoderne Selective Injection Compression Molding (SICM) -proces. De mono, meerlaagse / meerkleurige CAD/CAM PMMA-blanks voldoen aan ISO 10477 en zijn CE-gecertificeerd als een medisch product van klasse 2a voor permanent gebruik in de mond.

Verrijgbare schijven



Schijfhoogte

98: > 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30

95: > 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30

AG: > 13, 16, 20 mm



CAD/CAM - PMMA monolayer

Superieure biocompatibiliteit, optimale helderheid en oppervlakte-afwerking die lichtbreking en reflectie mogelijk maakt met zijn uitstekende kleurstabiliteit en glanzende afwerking. Dimensionele stabiliteit, uitstekende slijtvastheid en esthetiek, hoge weerstand tegen buiging, bestand tegen hoge kauwkrachten.



10 schijven **SLECHTS**

€ **XXX,xx**

Advies prijs: € xxx,-



Kleuren:

- alle Vita kleuren

Schijfhoogte:

- 20 mm

Prijs op basis van aanbod. Liever een andere schijfhoogte gewenst... laat ons dit dan weten.

De meerkleurige CAD/CAM PMMA-schijven worden op dezelfde manier vervaardigd als de tandlijnen met behulp van het volledig geautomatiseerde en ultramoderne Selective Injection Compression Molding (SICM) -proces. De mono, meerlaagse / meerkleurige CAD/CAM PMMA-blanks voldoen aan ISO 10477 en zijn CE-gecertificeerd als een medisch product van klasse 2a voor permanent gebruik in de mond.

A1 A2 A3 A3,s A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4



Verrijgbare schijven



Schijfhoogte

98: > 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30

95: > 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30

AG: > 13, 16, 20 mm



CAD/CAM - PMMA MULTI-layer

Superieure biocompatibiliteit, optimale helderheid en oppervlakte-afwerking die lichtbreking en reflectie mogelijk maakt met zijn uitstekende kleurstabiliteit en glanzende afwerking. Dimensionele stabiliteit, uitstekende slijtvastheid en esthetiek, hoge weerstand tegen buiging, bestand tegen hoge kauwkrachten.

**PRIJS-
DOORBRAAK**

Kleuren:
- alle Vita kleuren

Schijfhoogte:
- 20 mm

Prijs op basis van aanbod. Liever een andere schijfhoogte gewent... laat ons dit dan weten.

De meerkleurige CAD/CAM PMMA-schijven worden op dezelfde manier vervaardigd als de tandlijnen met behulp van het volledig geautomatiseerde en ultramoderne Selective Injection Compression Molding (SICM) -proces. De mono, meerlaagse / meerkleurige CAD/CAM PMMA-blanks voldoen aan ISO 10477 en zijn CE-gecertificeerd als een medisch product van klasse 2a voor permanent gebruik in de mond.



10 schijven **SLECHTS**

€ XXX,xx

Advies prijs: € xxx,-



Verrijgbare
schijven



Schijfhoogte

98: > 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30

95: > 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30

AG: > 13, 16, 20 mm



Beschermkap

Veilig en schoon werken met de beschermkap voor het polijsten of slijpen van een werkstuk. Deze deeltjes-vanger beschermd tegen spatten van o.a. stof resten.

Handig om mee te nemen voor het polijsten/slijpen op locatie.

Lichtgewicht
plexiglas

Voor elk handzaam
werkstuk geschikt



1 stuk

€ XX,xx

Art.nr: H-314386



Twee openingen in de beschermkap voor de duim en wijsvinger.



Zirkonium schijf:

HT PLUS

CAD/CAM ●●●

- Esthetisch: **hoog** doorschijnend Plus
- Gesinterde dichtheid: **6,0 g/cm3**
- Buigsterkte: **1350MPA**
- Lichtdoorlatendheid: **39%**
- Sintertemperatuur: **1530 °C**



WEBdeal only

www.dentalsil.com/promo

Prijs vanaf € **xx,xx**



Zirkonium schijf:

ST PLUS

CAD/CAM ●●●

- Esthetisch: **super** doorschijnend Plus
- Gesinterde dichtheid: **6,0 g/cm3**
- Buigsterkte: **1200MPA**
- Lichtdoorlatendheid: **43%**
- Sintertemperatuur: **1530 °C**



WEBdeal only

www.dentalsil.com/promo

Prijs vanaf € **xx,xx**



Zirkonium schijf:

SHT

CAD/CAM ●●●

- Esthetisch: **super hoog** doorschijnend
- Gesinterde dichtheid: **6,0 g/cm3**
- Buigsterkte: **1000MPA**
- Lichtdoorlatendheid: **46%**
- Sintertemperatuur: **1450 °C**



WEBdeal only

www.dentalsil.com/promo

Prijs vanaf € **xx,xx**



Zirkonium schijf:

UT

CAD/CAM ●●●

- Esthetisch: **ultra** doorschijnend
- Gesinterde dichtheid: **6,0 g/cm3**
- Buigsterkte: **650MPA**
- Lichtdoorlatendheid: **49%**
- Sintertemperatuur: **1450 °C**



WEBdeal only

www.dentalsil.com/promo

Prijs vanaf € **xx,xx**



Zirkonium schijf:

HTC

CAD/CAM ●●●

- Esthetisch: **hoog** doorschijnend
- Gesinterde dichtheid: **6,0 g/cm3**
- Buigsterkte: **1350MPA**
- Lichtdoorlatendheid: **37%**
- Sintertemperatuur: **1530 °C**



WEBdeal only

www.dentalsil.com/promo

Prijs vanaf € **xx,xx**




Zirkonium schijf:

HTPC

CAD/CAM ●●●

- Esthetisch: **hoog** doorschijnend
- Gesinterde dichtheid: **6,0 g/cm3**
- Buigsterkte: **1350MPA**
- Lichtdoorlatendheid: **39%**
- Sintertemperatuur: **1530 °C**



WEBdeal only

www.dentalsil.com/promo

Prijs vanaf € **xx,xx**




Zirkonium schijf:

STC

CAD/CAM ●●●

- Esthetisch: **super** doorschijnend
- Gesinterde dichtheid: **6,0 g/cm3**
- Buigsterkte: **1100MPA**
- Lichtdoorlatendheid: **43%**
- Sintertemperatuur: **1530 °C**



WEBdeal only

www.dentalsil.com/promo

Prijs vanaf € **xx,xx**




Zirkonium schijf:

SHTC

CAD/CAM ●●●

- Esthetisch: **super doorschijnend**
- Gesinterde dichtheid: **6,0 g/cm³**
- Buigsterkte: **1000MPA**
- Lichtdoorlatendheid: **46%**
- Sintertemperatuur: **1500 °C**

16 vita kleuren
(+BL1/2/3)



WEBdeal only

www.dentalsil.com/promo

Prijs vanaf € **XX,XX**




Zirkonium schijf:

UTC

CAD/CAM ●●●

- Esthetisch: **ultra doorschijnend**
- Gesinterde dichtheid: **6,0 g/cm³**
- Buigsterkte: **650MPA**
- Lichtdoorlatendheid: **49%**
- Sintertemperatuur: **1450 °C**

16 vita kleuren
(+BL1/2/3)



WEBdeal only

www.dentalsil.com/promo

Prijs vanaf € **XX,XX**




Zirkonium schijf:

STML

CAD/CAM ●●●

- Esthetisch: **ultra doorschijnend**
- Gesinterde dichtheid: **6,0 g/cm³**
- Buigsterkte: **1100MPA**
- Lichtdoorlatendheid: **43%**
- Sintertemperatuur: **1530 °C**

16 vita kleuren
(+BL1/2/3)



WEBdeal only

www.dentalsil.com/promo

Prijs vanaf € **XX,XX**



Zirkonium schijf:

UTML

CAD/CAM ●●●

- Esthetisch: **ultra doorschijnend**
- Gesinterde dichtheid: **6,0 g/cm³**
- Buigsterkte: **650MPA**
- Lichtdoorlatendheid: **49%**
- Sintertemperatuur: **1500 °C**

16 vita kleuren
(+BL1/2/3)



WEBdeal only

www.dentalsil.com/promo

Prijs vanaf € **XX,XX**



Zirkonium schijf:

SHTML

CAD/CAM ●●●

- Esthetisch: **ultra doorschijnend**
- Gesinterde dichtheid: **6,0 g/cm³**
- Buigsterkte: **1000MPA**
- Lichtdoorlatendheid: **46%**
- Sintertemperatuur: **1500 °C**

16 vita kleuren
(+BL1/2/3)



WEBdeal only

www.dentalsil.com/promo

Prijs vanaf € **XX,XX**



Zirkonium schijf:

HC3DplusML

CAD/CAM ●●●

- Esthetisch: **ultra doorschijnend**
- Gesinterde dichtheid: **6,0 g/cm³**
- Buigsterkte: **700MPA tot 1050MPA**
- Lichtdoorlatendheid: **45% tot 57%**
- Sintertemperatuur: **1500 °C**

16 vita kleuren
(+BL1/2/3)



WEBdeal only

www.dentalsil.com/promo

Prijs vanaf € **XX,XX**



Zirkonium schijf:

HC4DplusML

CAD/CAM ●●●

- Esthetisch: **ultra doorschijnend**
- Gesinterde dichtheid: **6,0 g/cm³**
- Buigsterkte: **700MPA tot 1200MPA**
- Lichtdoorlatendheid: **43% tot 55%**
- Sintertemperatuur: **1500 °C**

16 vita kleuren
(+BL1/2/3)



WEBdeal only

www.dentalsil.com/promo

Prijs vanaf € **XX,XX**



Lappenschijf

Lange levensduur!



Ø 100 mm
1 stuks € 12,90

Afmetingen:
Ø 100mm x 8mm

Gebruik puimsteen met deze lappenschijf!

Geïmpregneerd puur katoen (micro vezel)

Geschikt voor het snel voorpolijsten van o.a. prothese kunststoffen. **Rafelt niet en pilt niet**



Ø 50mm
Polijsten in een diep palatum zonder het beschadigen vd tanden.
2 stuks € XX,XX




1 x lappenschijf Ø 100

€ XX,XX

Art.nr: PO-1001/8-H

Lappenschijf

Lange levensduur!



Ø 100 mm
1 stuks € 13,75

Afmetingen:
Ø 100mm x 8mm

Gebruik glansmiddel met deze lappenschijf!

Geïmpregneerd puur katoen (micro vezel)

Geschikt voor het op hoogglans brengen van prothese kunststoffen. **Rafelt niet en pilt niet**



Ø 50mm
Polijsten in een diep palatum zonder het beschadigen vd tanden.
2 stuks € XX,XX



1 x lappenschijf Ø 100

€ XX,XX

Art.nr: PO-1001/8-W

Bescherming: vizier

Met het beschermend vizier ben je veilig tegen spatten en splinters.

Het vizier is ter bescherming van jezelf tijdens slijp en frees werkzaamheden en de personen in de direct omgeving omgeving. Het vizier wordt veelvuldig gebruikt tijdens het o.a. slijpen van gips, het frezen/boren van kunststof en/of framework.

Het klepje op de cap zorgt voor de perfecte ventilatie, dit ter voorkoming van het beslaan van het vizier. Geschikt voor brildraggers.



Verpakking:
- 1 frame inclusief
1 beschermend vizier



Gecertificeerd EN166



1 stuk

€ XX,XX

Art.nr: L-PV1

Shields los verkrijgbaar á 5 stuks
€ XX,XX
Art.nr: L-PV1-RIC

Nilfisk hogedrukreiniger

De robuuste semi-professionele Nilfisk Premium hogedrukreiniger met een werkdruk van 180 bar voor al het reinigingswerk buitenshuis heeft ons aangenaam verrast.



Wij hebben de krachtpatser al mogen testen en zijn bijzonder onder de indruk over elk detail. Met een gewicht van 26,8 kg ervaar je de degelijkheid en solide bouw. Is eenvoudig in het gebruik, manoeuvreert soepel langs paden dankzij de grote wielen. De hogedrukslang raakt niet in de knoop en kan eenvoudig worden uit- opgerold met de geïntegreerde haspel. Deze betrouwbare, effectieve en sterke hogedrukreiniger heeft een wateropbrengst van maar liefst 550 tot 610 ltr. per uur.



Reinigingsmiddelen tank geïntegreerd



Haspel met 10 mtr. hogedrukslang



Schakelaar voor instellen waterdruk



Vuilvrees (powerspeed) Tornado sproeier



Bajonet sluiting

Metalen pomp met inductiemotor en aluminium cilinderkop



Kabellengte 5 mtr.
Max. watertoevoertemperatuur 60°C
L x b x h 39 x 38 x 95.5 cm.

xx% korting

Heb je nog onderdelen van Kärcher liggen? Met een koppelstukje sluit je moeiteloos een terrasreiniger of riolslang van het 'gele' merk aan.

Bij een minimale besteding van slechts € xx,- uit het hele assortiment van Dentsil ontvangt u van ons een persoonlijke kortingscode van xx% op de Nilfisk Premium 180-10. Direct bestellen of voor meer informatie...

...check onze website: <https://dentsil.com/nilfisk>

Geen schoonmaak klus is te groot of te klein voor deze krachtpatser!



Disposable afdruklepels

HUISMERK

Steriel verpakte disposable afdruklepels:

Ongelofelijk fijne afdruklepel voor een zeer voordelige prijs. Bedoeld voor eenmalig gebruik, kan ook hergebruikt worden!

- De afdruklepels zijn per stuk steriel verpakt
- Het RVS handvat is geschikt voor de autoclaaf



Starter SET

€ XX,xx

Art.nr: KIM36



Snel, eenvoudig, hygiënisch en goedkoop in het gebruik. Geschikt voor zowel een betande als onbetande kaak.

De afdruklepels zijn in 3 afmetingen verkrijgbaar:

- Oranje: Small (size 1-2)
- Blauw: Medium (size 3-4)
- Geel: Large (size 5-6)



Verpakt in een folie per per 1 stuk.

Complete SET

beginners SET met een IMPLANTAAT (open) handvat.

6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x	<p>12 x afdruklepel Small → → SIZE 1-2</p> <p>12 x afdruklepel Medium → → SIZE 3-4</p> <p>12 x afdruklepel Large → → SIZE 5-6</p> <p>6 x RVS handvat <u>implantaat</u> (autoclaveerbaar)</p>	Art.nr: KIM36
--	---	---------------

Alginaat Fast chromatic: 3-fase kleur indicatie!



ONGEACHT WATER-TEMPERATUUR

Luchtbel-vrij en klont niet!

De Fast alginaat chromatic, zorgt voor een uiterst stabiele en exacte detailweergave met een super fijne korrelstructuur.

Mondduur 40sec, **5 ZAKJES!**
totale afbindtijd 2min.



5 zakjes alginaat

€ XX,xx

Art.nr: 722248-5

met KLEUR indicatie Vanille-mint smaak

zakje á: 450gr

Nabestelling disposable afdruklepels

SMALL

	BK + BK Small Art.nr: UL136
	Aantal: 72 stuks € XX,xx


	BK Small voor bovenkaak Art.nr: U136
	Aantal: 36 stuks € XX,xx

	BK Small voor bovenkaak Art.nr: IMUS1
	Aantal: 6 stuks € XX,xx

	OK Small voor onderkaak Art.nr: L136
	Aantal: 36 stuks € XX,xx

	OK Small voor onderkaak Art.nr: IMLS1
	Aantal: 6 stuks € XX,xx

MEDIUM

	BK + BK Medium Art.nr: UL236
	Aantal: 72 stuks € XX,xx

	BK Medium bovenkaak Art.nr: U236
	Aantal: 36 stuks € XX,xx


	BK Medium bovenkaak Art.nr: IMUS2
	Aantal: 6 stuks € XX,xx


	OK Medium onderkaak Art.nr: L236
	Aantal: 36 stuks € XX,xx


	OK Medium onderkaak Art.nr: IMLS2
	Aantal: 6 stuks € XX,xx


LARGE

	BK + BK Large Art.nr: UL336
	Aantal: 72 stuks € XX,xx

	BK Large bovenkaak Art.nr: U336
	Aantal: 36 stuks € XX,xx


	BK Large bovenkaak Art.nr: IMUS3
	Aantal: 6 stuks € XX,xx

	OK Large onderkaak Art.nr: L336
	Aantal: 36 stuks € XX,xx

	OK Large onderkaak Art.nr: IMLS3
	Aantal: 6 stuks € XX,xx

De disposable afdruklepels zijn ideaal voor implantaat afdrukken. Boor met gemak een opening in de lepel. Eenvoudig te modelleren door middel van verhitting van de afdruklepel (*verhit de lepel met o.a. een vlam*).






Handeling 'Chairside':

- 1) Verwijder oude abutment (locator) of steg uit het implantaat
- 2) Draai nieuwe STECO abutment magneet in het implantaat
- 3) Plaats manchete over de abutment magneet
- 4) Plaats prothese magneet op de manchete
- 5) Boor '2' gaatjes in de prothese voor de prothese magneet
- 6) Druppel koudpolymerisatie kunststof in de gaatjes
- 7) Plaats de prothese op de '2' abutment magneten
- 8) implantaat gedragen prothese met magneet is klaar

Advies:

Bovenkaak 4   magneten
Onderkaak   magneten




Slijtage-vrije
titaanmagneten

StecoGuide




Voor de implantaat gedragen prothese

Systemem voor o.a.: Ankylos C/X, Brånemark (externer Hex), Camlog, Conelog, Frialit-2 XIVE, Straumann BL / RN, Universeel.



Handeling 'Labside':



- 1) Verwijder oude abutment (locator) of steg uit het implantaat
- 2) Draai de nieuwe STECO abutment magneet in het implantaat
 - A) Plaats de afdrukstift op de abutment magneet
 - B) **Afdruklepel;** Maak een afdruk met 'implantaat silicoon'
 - C) **Afdruk;** Plaats het laboratorium analoog op de afdrukstift
 - D) **Tegenmodel;** Maak een gipsmodel van de afdruk
 - E) Vervolg het stappenplan vanaf stap 3 'Chairside'



**Boormallen
voor elke
oplossing**

Waarom STECO slijtage-vrije titaanmagneten?

Voor de behandelaar



- De verwerking is heel gemakkelijk en eenvoudig voor de behandelaar.
- De STECO titaanmagneten zijn in verschillende vormen, hoogtes en trekkrachten/treksterktes voor alle implantaat systemen beschikbaar.
- **Universeel**; Voor elk implantaatsysteem de juiste magneet-abutment verkrijgbaar en compatibel voor meer dan **60 implantaatsystemen** en wortelkappen.
- Hitte bestendig, corrosiebestendig, autoclaveerbaar.
- Kan zowel chairside als labside gebruikt worden.




X-, Z-, K-, T-line

Voor de patiënt





- **Eenvoudig en veilig in gebruik**; de prothese is eenvoudig in en uit te doen.
- **Zelfcentrerend**; Door de gepatenteerde hol-bol constructie glijdt de prothese altijd uit zichzelf in de goede positie. Bij steggen en drukknopverbindingen zoals kogelankers of locators moet de positie eerst gezocht worden. Dit is voor personen met een beperking van de fijne motoriek in armen en handen niet eenvoudig. Denk hierbij aan gehandicapten, ouderen, mensen met jicht, reuma, RSI, parkinson, peesletsel, of een beroerte (tia).

- De STECO titaanmagneet is door de gepatenteerde hol-bol constructie slijtagevrij en heeft door de twee elkaar aantrekkende magneten een hoge fixatie-hechtkracht.



- **Waar voor uw geld**; NOOIT meer vervangen van bv. kapotte/*versleten* matrixen, drukknoppen en stegverbindingen.
- Door het unieke gesloten titaan-omhulsel van de magneet is de hechtkracht hoog en zorgt voor een minimale magnetisme.
- **Rebasing NIET nodig**; een manchet wordt gebruikt tijdens de voorbereiding en zorgt voor een optimale doorbloeding van het slijmvlies waardoor het kaakbot minder tot niet snel slinkt.
- **Smaak terug**; gehemelte-vrij 'kunststof' bedekking in de bovenkaak zorgt dat de patiënt weer beter kan proeven.
- **Gemakkelijk schoonmaken**; Door het gepolijste oppervlakte kunnen er ook **geen** onhygiënische problemen door plaque en etensresten ontstaan zoals bij steggen en locators met hun ondersnijdingen wel het geval is.




Optimale hygiëne gewaarborgd, wat ook geldt voor behandelaar/verpleging.

STECO slijtage-vrije titaanmagneten



De slimste en beste oplossing voor prothesen op implantaten!

Beter dan steggen, drukknopverbindingen zoals kogelankers of locators.



Bestelprocedure:

Bestelling 'CHAIRside' X-line

I.X...	H.X...	P.00.01.X1 P.00.01.X2	U.00.01.X265R
Abutment magneet	Sleutel adapter	Positionering manchet	Kunstgebit magneet

Bestelling 'CHAIRside' K-line

I.K...	H.K...	P.00.05.K1	P.00.01.K1 P.00.01.K2	U.00.01.K500
Abutment magneet	Sleutel adapter	Veerkracht ring	Positionering manchet	Kunstgebit magneet

Bestelling 'LABside' X-line


I.X...	H.X...	A.00.02X695	M.00.01.X900	P.00.01.X1 P.00.01.X2	U.00.01.X265R
Abutment magneet	Sleutel adapter	Afdruk-stift	Lab-analoog	Positionering manchet	Kunstgebit magneet

Bestelling 'LABside' K-line

Is ook een afdrukpost

I.K...	H.K...	U.00.01.K500	M.00.01.K750	P.00.05.K1
Abutment magneet	Sleutel adapter	Kunstgebit-magneet	Lab-analoog	Veerkracht ring

OVERIGE INFO



BESTELLEN?

Artikel nummers of een product omschrijving kunt ons via Email per fax of telefonisch aan ons doorgeven.

BESTELLEN (of meer informatie) kan ook via onze webshop: <https://www.dentalsil.com/steco> of scan de qr-code



Dental boxen inclusief bedrukken van logo

Bestel snel en eenvoudig deze solide dental box met insert, een ortho box of een K&B box met uw eigen bedrijfsnaam/adres logo erop gedrukt. Deze ortho-, dental boxen zijn solide, compact, sterk, geschikt voor het hygiënisch bewaren en transporteren van o.a. een gebitsprothese, (sport)-bitje, beugel, splint, kronen, volledige brug. **Mooie reclame boodschap naar uw klanten of patiënten.**

500 stuks inclusief LOGO: € xxx,-	500 stuks inclusief LOGO: € xxx,-	500 stuks inclusief LOGO: € xxx,-	500 stuks inclusief LOGO: € xxx,-	500 stuks inclusief LOGO: € xxx,-
Dental box + insert	Ortho box M	Ortho box S	K&B box S	K&B box L
				
Kenmerken: H = 6,5 cm Ø = 8,3 cm Ø = 7,5 cm (insert) Gewicht: 59 gr. Kleuren: 	Kenmerken: H = 4,5 cm B = 8,0 cm D = 7,0 cm Gewicht: 36 gr. Kleuren: 	Kenmerken: H = 2,7 cm B = 7,6 cm D = 6,7 cm Gewicht: 25 gr. Kleuren: 	Kenmerken: H = 2,0 cm B = 3,5 cm D = 3,5 cm Gewicht: 7 gr. Kleuren: 	Kenmerken: H = 2,2 cm B = 5,6 cm D = 4,3 cm Gewicht: 14 gr. Kleuren: 



Totale kosten (zie bovenstaande boxen):

De 500 dental boxen inclusief logo of tekst set- en drukkosten zijn gebaseerd op **1 kleur** bedrukking en **1 kleur** dental box.

Heeft uw logo of tekst meerdere kleuren, dan geldt er een minimale afname van 1000 dental boxen, vanaf meerdere kleuren betaald u per kleur/box € x,xx



TIP

Wat hebben wij van u nodig?
- een logo of tekst... en wij doen de rest!

Extra kosten
Diverse kleuren dental boxen incl. 1 kleur logo:
€ x,xx per dental box

Korting ook geldig op accessoires!
 Check <https://dentalsil.com/nilfisk>

Nilfisk

Dental boxen

Dental box + insert	Dental box + insert	Ortho box M	Ortho box S	K&B box M & S
+ insert	+ insert			
Kenmerken: H = 5,5 cm B = 9,5 cm D = 7,5 cm (insert) Gewicht: 60 gr.	Kenmerken: H = 6,5 cm Ø = 8,3 cm Ø = 7,5 cm (insert) Gewicht: 59 gr.	Kenmerken: H = 4,5 cm B = 8,0 cm D = 7,0 cm Gewicht: 36 gr.	Kenmerken: H = 2,7 cm B = 7,6 cm D = 6,7 cm Gewicht: 25 gr.	Kenmerken: H = 2,2 cm B = 5,6 cm D = 4,3 cm Gewicht: 14 gr.
Kleuren: 	Kleuren: 	Kleuren: 	Kleuren: 	Kleuren:
100 st. € XXX,xx	100 st. € XXX,xx	100 st. € XX,xx	100 st. € XX,xx	50 st. € XX,xx

Bakje met insert

Bakje (rvs of kunststof) met insert voor het desinfecteren van boren/frezen, geschikt voor in de autoclave

RVS € XX,xx

Kunststof € X,xx

5 cm

Ø 9 cm

Art.nr: L-S3

8 cm

Ø 9 cm

Art.nr: L-G5

Nierbekkenschaal

Instrumentenschaal voor het opvangen van gebruikte materialen (vloeistoffen, naaldjes, tangen, scharen, instrumenten, afdrukpels e.d.) tijdens een behandeling. Eenvoudig te reinigen.

RVS € XX,xx

Afmetingen:
 25 x 13,5 x H 3,5

Art.nr: L-S1

Nitril handschoenen

SUPER voordelige medische NITRIL handschoenen

Latex en poeder vrij, universeel inzetbaar, perfecte pasvorm, uitstekende grip, flexibel, getextureerde micro-touch oppervlakte, uitstekende vinger gevoeligheid, super sterk en extra dun. Geschikt voor o.a. gebruik bij onderzoek patiënten en het hanteren van instrumenten.

1500
handschoenen



1500 handschoenen

€ **XXX,xx**

Al onze handschoenen worden zonder de schadelijke stof 'Thiuram' geproduceerd en bevatten geen schadelijke inhoudstoffen.

Verkrijgbare kleuren: paars, wit of blauw

		XS: 01 395 S: 01 396 M: 01 397 L: 01 398 XL: 01 399		XS: 01 375 S: 01 376 M: 01 377 L: 01 378 XL: 01 379		XS: 01 575 S: 01 576 M: 01 577 L: 01 578 XL: 01 579
	PAARS	WIT	BLAUW			

Materiaal dikte
0,09 mm

HANDSCHOEN MATEN: XS = 5 - 5½ ⊗ S = 6 - 6½ ⊗ M = 7 - 7½ ⊗ L = 8 - 8½ ⊗ XL = 9 - 9½

Neopreen handschoenen

De beste ALLROUND handschoen

Poeder vrij, flexibel, getextureerde micro-touch oppervlakte, vinger gevoeligheid.

1000
handschoenen
Latex vrij



1000 handschoenen


€ **XXX,xx**

Beste van 3 materialen:

- flexibel en biologische bescherming zoals latex
- chemische resistentie zoals nitril
- weer- olie en verouderings bestendig, super sterk en scheurvast zoals neopreen.

Geschikt voor het werken met o.a. monomeer!

EXTRA
BESCHERMD

		XS: 01 770 S: 01 771 M: 01 772 L: 01 773 XL: 01 774
	PAARS	

Materiaal dikte
0,16 mm

Xtorm Portable Power Station **ALTIJD EN OVERAL STROOM**

Genereer GRATIS je eigen stroomvoorziening met je portable zonnepaneel.



Het maakt niet uit of je gaat kamperen, een roadtrip gaat maken of naar een afgelegen

plek reist, een noodstroomvoorziening wilt hebben - tegenwoordig heb je altijd stroom nodig om van je apparaten te kunnen blijven genieten. Smartphones, camera's, laptops, drones, of zelfs een koelbox of TV; niets is te gek voor deze Portable Power Station. Combineer hem met een zonnepaneel en je bent in staat om volledig off-grid te gaan.

De Power Station beschikt over 5 verschillende soorten aansluitingen, zodat je altijd over de poort beschikt die je nodig hebt. Hij heeft twee krachtige AC-aansluitingen met een vermogen van 500W, maar ook een 120W 12V Car Charger (sigaretten aansteker aansluiting), 1x 60W USB-C PD in-/uitgang, 3x normale USB-uitgangen, en zelfs 2x 5,5mm 60W DC-uitgangen.

Veilig in gebruik!



Super Efficiënt - Haal alles uit de zon

Xtorm Xtreme Solar Panel 100W, lichtgewicht design, spatwater-bestendig, inklap-systeem, voor eindelijk veel power! H 60 x B 106 x D 3 cm (gewicht 3,8 kg)


Nieuw type batterijcel, LiFePO4

4x langere levensduur (2000 x 'batterijcycli')

Travel size
H 197 x B 324 x D 185 mm
Gewicht 8 kg



Type **500W**



Bij een minimale besteding van slechts € xx,- uit het hele assortiment van Dentalsil ontvangt u van ons een persoonlijke kortingscode van **x% EXTRA korting** op de Power Station 300, 500 of 1300W. voor meer informatie...

.....check onze website: <https://dentalsil.com/xtorm>



SCAN qr-code

Klasse IV super hard gips

Ideaal voor: tand kransen, stomp-modellen, implantaat-, frame, meester- controle-modellen, uitgieten afdrukmaterialen.



4 x 5 kg RockSTAR

€ XXX,xx

Kenmerken RockSTAR:

- Hardheid 320 N/mm2
- Opaak scanbaar
- Ontvormbaar na 25 min.
- Superfijne korrelstructuur
- Gladde oppervlakte
- Geen afsplintering bij prepareren
- Vacuum mixen
- Luchtbelvrij
- Tixotroop
- Vloeibaar bij lichte trilling
- Expansie DIN 0,06%

Rockstar in de kleur **goudbruin**, de perfecte basis voor perskeramiek.

Voor alle afdrukmaterialen geschikt!



Licht grijs



→ ● **Kleur:** Licht grijs
Art.nr: K4-1122200

Creme



→ ● **Kleur:** Creme
Art.nr: K4-1120200

Goudbruin



→ ● **Kleur:** Goudbruin
Art.nr: K4-1124200

Naturel



→ ● **Kleur:** Naturel
Art.nr: K4-1123200

Gips bindmiddel

DentaFlocTabs

eliminieren 99% van alle bacteriën; onaangename geuren worden dus vanaf het begin vermeden.

De werkzame stof in de dentafloc tabs verhindert het dichtslippen van afvoerleidingen, vereenvoudigt de reiniging van de afscheider en gaat afvoerluchtjes tegen.

25 tabs inclusief 1 doseerkorfje



1 verpakking

€ XX,xx

Art.nr: BDT-21003

Gips oplosmiddel

Hoog geconcentreerde gips oplosmiddel voor het snel reinigen van aanmengbekers en voor het verwijderen van het gips van galvanokronen.

- Extreem hoog solvabiliteit vermogen
- Meervoudig gebruik
- Korte inwerktijd

Inhoud: 2 ltr

Reinigt moeiteloos o.a.:

- Kunststofprotheses
- Afdruklepels
- Gipsbekers

Voor dental gips en gipsgebonden inbedmassa



2 ltr. Jerrycan

€ XX,xx

Art.nr: K4-6201020



Wanddispenser + vulling



Volume: 1000 ml

Professionele wand-dispenser voor diverse vloeistoffen... waaronder: handzeep, hand-desinfectie GEL / Liquid, lotion of een andere vorm van ontsmettingsmiddelen.

Behuizing: aluminium, zilverkleurig, geëloxeerd.

Operationele hefboom:

roestvrij stalen hendel voldoet aan de hygiënische eisen, kan met de hand/ elleboog worden bediend.

Pomp van hoge kwaliteit: roestvrij staal met rechte zuigbuis, geschikt voor autoclaaf (134°C / 200min / 3 Bar), kan worden gesteriliseerd.

Art.nr: DD-720901



1 x ACTIE SET

€ XX,XX

Art.nr: HIB0501

NU inclusief 1 ltr. professionele hand desinfectie GEL

Desinfectie Liquid & Whipes xxl PRO

HUISMERK

Gebruiksklaar

Vernietigt 99,99% van alle ziektekiemen binnen 1 minuut.

SNEL desinfectie voor o.a. alcohol-gevoelige oppervlakte.

Oppervlakte desinfectie

Gebruiksklare, aldehyde- en alcoholvrije hygiënische desinfectie liquid (vloeistof) voor professioneel gebruik in o.a. de medische-, tandheelkundige-, veterinaire, farmaceutische, cosmetische en voedsel industrie voor het reinigen en desinfecteren van alle waterbestendige oppervlakken en objecten. Breed

werkingspectrum, hoge materiaal-compatibiliteit, snelle inwerktijd, zeer goede reinigende werking, aangename geur, tast de oppervlakte niet aan, huidvriendelijk, dermatologisch getest.

Geschikt voor alcohol-gevoelige oppervlakken.

Desinfecteren/schoonmaken van profylactische oppervlakte van niet-invasieve hulpmiddelen zoals kleine apparaten/instrumenten, meubilair, leer, kunstleer, geverniste oppervlakken, acrylglas, kunststof, siliconen, hydrocolloïde, alginaat (afdrukpepels- materiaal), glas, metaal. **Viruswerkzaamheid (zie Desinfectie Wipes XXL)**



500 ml spuit-flacon

€ X,XX

Art.nr: DD-720880

1000 ml

€ XX,XX

Art.nr: DD-720881

5000 ml

€ XX,XX

Art.nr: DD-720885

Dezelfde eigenschappen als het Liquid:

Gebruiksklare, aldehyde- en alcoholvrije hygiënische wipes (doekjes) met een breed werkgebied in de medische industrie voor het desinfecteren van alle oppervlakken en objecten rondom patiënt, evenals oppervlakken in overige industrie waaronder de voedings-sector. **Aldehyde en alcoholvrij**

Geschikt voor alcohol-gevoelige oppervlakken!

Bewaarbox + vulling

€ XX,XX

Art.nr: DD-601108

Navulling

€ XX,XX

Art.nr: DD-601109

70

wipes



Afmeting(en) wipes: 29 x 30 cm



Reinigings poeder

HUISMERK



Schoonmaken van o.a.: bitje (sport, apneu, snurk, knars, orthodontie), partiële prothese (gedeeltelijk kunstgebit), flexibele prothese (thermoplast), opzetstuk tandenborstel, beugel (uitneembaar), prothese (kunstgebit).



zakjes á 7 gram

Bestanddelen:

Magensium Carbonate, Mint Flavor, Potassium Bisuiphate, Potassium Peroxymonosulfate, Potassium Sulfate, Sodium Citrate, Trisodium Salt of citric Acid.




1 doosje á 12 zakjes

€ XX,xx


Art.nr: DH-0013

Reinigings setje

HUISMERK



In de mini ultrasonic met zijn ca. 17.000 trillingen per minuut wordt elke prothese binnen de kortste tijd schoon, zelfs tandsteen, nicotine en andere verkleuringen hebben in de mini ultrasonic geen schijn van kans.



Het bijpassende reinigings poeder is chloorvrij, bleekt de prothese-kunststof niet en tast de weekmaker in de prothese niet aan zoals de meeste andere prothese- reinigings middelen wel doen.

Inhoud SET: 1 x reinigings-apparaat
2 x zakje reinigings-poeder incl. mini borsteltje



1 x SET

€ XX,xx

Art.nr: DH-0011

Gebitsborstels

HUISMERK

Anti Slip op het handvat voor een nog betere grip en middel zachte borstel haren voor veilig poetsen van o.a. zachte delen.

Gebruik de gebitsborstel voor het schoonmaken van:

- bitje (sport, apneu, snurk, knars, orthodontie)
- partiële prothese (gedeeltelijk kunstgebit)
- flexibele prothese (thermoplast)
- beugel (uitneembaar)
- prothese (kunstgebit)

Per 1 stuk
steriel verpakt

Blauw of Lila



100st

16 cm

BESTE KEUZE



100 gebitsborstels

€ XXX,xx

Art.nr: DD-0012-100

Turbosil Blue

HUISMERK



De originele 'Additionsvernetzendes' 1:1 dupliceer silicoon ...luchtbel vrije verwerking voor een exacte en een nauwkeurige detail weergave. Stabiel, scheur vast, flexibel, vormvast, 100% krimpvrij, 100% homogeen.

Geschikt voor alle dupliceer doeleinden: met manchet of in kuvert

Spaarzaam doseren door de handige liter fles verpakking met schroefop.

Geschikt voor dupliceerdoseer-apparaat.

10 kg. (5 + 5 kg)

€ XXX,xx Art.nr: 720010Turbo

- Dichtheid: 1,1 g/cm³
- Mengtijd: ca. 25 sec.
- Verwerkingstijd: ca. 2½ min.
- Uitharding : binnen 10 min.
- Ontvormbaar na: ca. 12 min.
- 1:1 mengverhouding A en B



2 kg. (1 + 1 kg)

€ XX,xx

Art.nr: 72002Turbo

SilaPoli



Beste anti-bacterieel voorpolijstmiddel ...
dat zoals puimsteenpoeder verwerkt wordt. **SilaPoli** is superieur ten opzichte van de normale puimsteenpoeder.

Polijst sneller en zorgt voor nog meer glans!

Voordelen: Geen silicose risico zoals bij puimsteen + Anti-bacteriële werking, geen vieze geur meer! + Hoge abrasieve werking + Super gladde oppervlakte + Voordeliger en zuinig in gebruik door meer volume (per gewicht) + **Anti allergisch**

HUISMERK




10 KG SLECHTS

€ XX,xx

Art.nr: DK-72010

SilaPoli Liquid



SilaPoli Liquid is een desinfecterende vloeistof, dood bacteriën, zorg dat de puimsteen langer vochtig blijft en beter aan de borstel hecht. De vloeistof is handverzorgend en heeft een subtiele appelgeur.

5 LITER

€ XX,xx

Art.nr: DK-72009-5



Voor elke puimsteenpoeder geschikt, **optimaal resultaat met onze SilaPoli puimsteen!**

HUISMERK



1 liter

€ X,xx

Art.nr: DK-72009-1

Afdruksilicoon



Additie vinyl silicone Dentasil afdrukmaterialen hebben een hoge scheursterkte, uitstekend elastisch herstel, hoge dimensionale stabiliteit. Zijn 'Biocompatibel' werkt goed met organische kunststoffen en gips.



1:1

Cartridge á 50ml

Heavy - SHORE 62 - art.nr.: 72-1050-H á € XX,xx
 Medium - SHORE 53 - art.nr.: 72-1050-M á € XX,xx
 Light - SHORE 53 - art.nr.: 72-1050-L á € XX,xx
 Extra Light - SHORE 53 - art.nr.: 72-1050-XL á € XX,xx
 Transparant - SHORE 72 - art.nr.: 72-1050-T á € XX,xx
 Bite - SHORE 95 - art.nr.: 72-1050-B á € XX,xx
 Mono - SHORE 72 - art.nr.: 72-1050-Mo á € XX,xx

HUISMERK



10 Cartridges vanaf

€ XXX,xx

SilaPutty

De originele 1:1 SilaPutty.

Superieure eigenschappen, voor exacte detail weergave!

- Soepel kneedbaar
- Plakt niet aan de handen
- Makkelijk doseerbaar
- Vorm- en kookvast
- 100% homogeen

Bevat geen vul-materiaal of schadelijke inhoudsstoffen.

Shore:
85 - 90



SilaPutty standaard art.nr.'s:

- 4kg.: 72004 € XX,xx
- 20kg.: 720020 € XXX,xx
- 50kg.: 720050 € XXX,xx

SilaPutty soft art.nr.'s:

- 4kg.: 72004-S € XX,xx
- 20kg.: 720020-S € XXX,xx
- 50kg.: 720050-S € XXX,xx

HUISMERK



4 KG VANAF

€ XX,xx

SilaPutty soft is extra zacht kneedbaar met dezelfde shore hardheid als SilaPutty standaard

Prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders aangegeven) & transportkosten, zet- en drukfouten onder voorbehoud. Aanbiedingen zijn NIET geldig in combinatie met andere aanbiedingen/acties of persoonlijke prijs-afspraken. Aanbiedingen zolang voorraad strekt en geldig t/m 30-06-2024. Product afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. Algemene leveringsvoorwaarden: <https://www.dentalsil.com>.



<https://www.dentalsil.com/webwinkel>

 **DENTALSIL**[®]



[dentalsil.com](https://www.dentalsil.com)



info@dentalsil.nl



0495-651214



0495-652474