

DENTALSIL®

DENTIST & LABORATORY PRODUCTS



Melitta
Check pagina 6

DS April '26							
Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
14			1	2	3	4	5
15	6	7	8	9	10	11	12
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30			

DS Mei '26							
Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
18					1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31

DS Juni '26							
Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30					

■ 5 + 6 april: Pasen ■ 27 april: Koningsdag ■ 5 mei: Bevrijdingsdag ■ 14 mei: Hemelvaartsdag ■ 24 + 25 mei: Pinksteren

Mondmaskers **combi DEAL**

Professionele mondmaskers (disposable) met elastiek voor achter de oren, waterafstotend materiaal, uitstekende pasvorm, fijn draagcomfort, hoge luchtdoorlaatbaarheid, 3-laags, vormbare neusstrip, glasvezelvrij, latexvrij, hypoallergeen, niet steriel, voor professioneel gebruik geschikt. De medische mondmaskers hebben de primaire functie om de drager te beschermen tegen invloeden van buitenaf.

- **Specificatie:** 1 doosje á 50 mondmaskers
- CE-gecertificeerd
- Type: IIR (niet-vochtdoorlatend)
- Filter effectiviteit (BFE) > 99%
- EN 14683



Art.nr: 2102B

4 doosjes
mondmaskers
+ thermometer
slechts

€ XX,xx

i.p.v. € XX,xx



Combi DEAL
OP = OP



DT-8806S

Prijs p.st
€ xx,xx



Vloeistofafstotend

Filterbarrière

Vochtopname

Afmetingen
17,8 x 9,3 cm



Handschoenen

De beste **ALLROUND** handschoenen zijn die van **neopreen**. Poedervrij, flexibel, getextureerde micro-touch oppervlakte, vinger gevoeligheid, geschikt voor het werken met o.a. monomeer.

↑ 25 ↓



PAARS

XS: 01 770
S: 01 771
M: 01 772
L: 01 773
XL: 01 774



Materiaal dikte
0,16 mm

1000 handschoenen

€ **XXX,xx**

**EXTRA
BESCHERMD**

Beste van 3 materialen: flexibel en biologische bescherming zoals latex, chemische resistentie zoals nitril, weer- olie en verouderingsbestendig, super sterk en scheurvast zoals neopreen.

SUPER voordelige medische NITRIL handschoenen

Latex- en poedervrij, universeel inzetbaar, perfecte pasvorm, uitstekende grip, flexibel, getextureerde micro-touch oppervlakte, uitstekende vinger gevoeligheid, super sterk en extra dun. Geschikt voor o.a. gebruik bij onderzoek patiënten en het hanteren van instrumenten.

↑ 24 ↓



PAARS

XS: 01 395
S: 01 396
M: 01 397
L: 01 398
XL: 01 399



WIT

XS: 01 375
S: 01 376
M: 01 377
L: 01 378
XL: 01 379



BLAUW

XS: 01 575
S: 01 576
M: 01 577
L: 01 578
XL: 01 579

Materiaal dikte
0,09 mm



1500 NITRIL
handschoenen
+ dispenser
slechts

€ **XXX,xx**



Al onze handschoenen worden zonder de schadelijke stof 'Thiuram' geproduceerd en bevatten geen schadelijke inhoudstoffen.

HANDSCHOEN MATEN XS = 5 - 5½ ○ S = 6 - 6½ ○ M = 7 - 7½ ○ L = 8 - 8½ ○ XL = 9 - 9½

Alginaat **combi** DEAL

Fast Alginaat chromatic:3-fase kleur indicatie!

ONGEACHT WATER-TEMPERATUUR

Luchtbel-vrij en klont niet!

De Fast alginaat chromatic, zorgt voor een uiterst stabiele en exacte detailweergave met een super fijne korrelstructuur.

Vanille-mint
smaak



Prijs 5 zakjes

€ **XX,xx**

Art.nr: 722248-5

zakje á: 450gr

Fast chromatic:
mond duur 40sec,
totale afbindtijd 2min.
met **KLEUR** indicatie



Inclusief disposable afdruklepels

Bij een bestelling van Alginaat kunt u nu voordelig een beginners SET steriel verpakte disposable afdruklepels mee bestellen.

De meest ideale en bijzonder fijne afdruklepel voor een zeer voordelige prijs. bedoeld voor eenmalig gebruik. (optioneel is schoonmaken en hergebruiken).

- De afdruklepels zijn per stuk steriel verpakt
- Het RVS handvat is geschikt voor de autoclaaf
- Geschikt voor betande en onbetande kaak
- Modelleerbaar door verhitting v/d lepel
- Eenvoudig een gaatje boren voor implantaat afdrucken.

*Combi DEAL =
5 zakjes Alginaat
+ starter SET
afdruklepels*

€ **XXX,xx**
i.p.v. € **xxx,xx**

Starter SET is: 36 afdruklepels en 6 handvaten:

- Oranje: Small (size 1-2)
- Blauw: Medium (size 3-4)
- Geel: Large (size 5-6)

Art.nr: K



Alginaat oplosmiddel

HUISMERK



1 kg

Reinigingspoeder voor afdruklepels.

Een eenvoudige methode voor het verwijderen van gips en/of alginaat van afdruklepels en instrumenten.



Handleiding: Dompel de afdruklepels/ instrumenten onder in de oplossing en laat het kort inwerken.



1 kg

€ XX,xx

Art.nr.: L-F43

Desinfectie

HUISMERK

Kunststof

€ XX,xx



Art.nr.: L-G11

1,25 ltr.

Afmetingen sterilisatie box:
26 x 11 x 8 cm

Kunststof

€ X,xx



Art.nr.: L-G5

Ø 9 cm

8 cm



De ronde doosjes (voor boren/frezen) zijn geschikt voor in de autoclave



RVS

5 cm

Ø 9 cm

Art.nr.: L-S3

€ XX,xx

Zacht relings-materiaal

Zachtblijvend bio compatibel prothese rebasings materiaal op A-siliconenbasis.

Voor directe en indirecte verwerking.

Direct in de mond of op het gips model!



1 cartridge + 6 tips



Verpakking
• 1 x 50ml cartridge
• 6 x mengtips

Los verkrijgbaar
1 x 5ml adhesief € xx,xx
Art.nr.: PUA4020

Shore A 27



€ XX,xx

Art.nr.: PUK4010

“Melitta” Barista TS smart - volautomatische espressomachine




De Barista TS Smart® met roestvrij staal is een compleet, robuust, sensationeel en slim volautomatische espressomachine.


Met de app-besturing kan je maar liefst 21 verschillende koffie-specialiteiten bereiden. De automatische bean select kiest daarbij automatisch de juiste koffiebonensoort uit het bonenreservoir met twee kamers.



XX%
korting




BEDIENING



De Barista TS Smart® biedt de beste koffiesmaak, optimaal koffie-aroma en is eenvoudig te reinigen. Handig en makkelijk in gebruik, superieur ultra stil maalwerk, intuïtieve touch-bediening, in hoogte verstelbare All-in-One-uitloop.

Alles regelbaar met de *smartphone Melitta®-Connect-App*



Bij een minimale besteding van slechts € xx,- uit het hele assortiment van Dentasil ontvang je van ons een persoonlijke kortingscode van **xx%** voor de “Melitta” Barista SE, T smart en TS smart volautomatische espressomachine.

Direct bestellen of wilt u meer informatie hebben... check onze website:

<https://dentasil.com/melitta>

Scan QR code voor meer info



Melitta® Al meer dan 100 jaar een bekend en betrouwbaar merk.



1908 Melitta Bentz vindt de eerste koffiefilter uit.

Hittevrije stenen



Max.: 20.000 rpm

Korrel
grof

Ø 25mm

Voor het slijpen van niet-edel legering, porselein/ acryl tanden zonder overmatig hitte te genereren.


- Dikte steen: 3 mm
- Ongemonteerd

Prijs per 25 stuks

€ **XX,xx**

Art.nr.: PO-0802


Diamant instrument



3.000 / 15.000

Gegalvaniseerde diamant met een grove diamant-korrel, ventilatie gaten zorgt voor het afvoeren van de hitte ontwikkeling. **Slijpt gips en kunststof.**

Magnetisch boorhouder ruimte voor maximaal 43 boren/frezen.



L 14 x H 7,6 x B 6,4 cm

Diamant instr. p.st.

€ **XX,xx**

L Art.nr.: DFS60082

M Art.nr.: DFS60080

S Art.nr.: DFS60081



SPECIAL DEAL

Bij aankoop van 5 diamant instrumenten **GRATIS** een magnetische boorhouder t.w.v.

€ **XX,xx** (biedt ruimte voor max. 43 boren/frezen).

Art.nr.: L-N58

Prothese tandenborstels

HUISMERK

De perfecte borstel, speciaal voor het schoonmaken van een kunstgebit, (sport)bitje, brace, beugel, sieraden. De anti-slip op het handvat van de borstel zorgt voor een uitstekende en nog betere grip.

Hardheid van de borstelharen is middel, deze hardheid zorgt dat uw kunstgebit (zachte ondervoeringsmateriaal), (sport)bitje, beugel, sieraden niet kunnen beschadigen.

Samengestelde aanbieding set: 150 x lila + 150 x blauw

De prothese borstel heeft een dubbele borstelkop. Rechte borstelkop met dichte haarbundeltjes voor een optimale reiniging van de buitenkant van de prothese. Taps toelopende borstelkop voor het reinigen van de binnenkant van de prothese.

300st



Blauw

Lila

Prijs p.st. € **x,xx**

300 prothese borstels

€ **XXX,xx**

Art.nr.: DH-0011



NIEUW



Prothese borstel koker


Prothese borstels per 100 stuks € 125,-
Prothese borstel kokers per 100 stuks € 195,-

DEAL: 100 borstels + 100 kokers: € **XXX,-**

Bewerken van: ongesinterd zirkonium

Perfekte accentuering voor ongesinterd zirkonium.

CAD/CAM-gefreesde constructies hebben een lage hardheid en kunnen onherstelbaar beschadigd worden als het niet op de juiste manier wordt bewerkt. Onzuiverheden van welke aard dan ook, zoals handvet, niet op de juiste manier aanbrengen geselecteerde roterende instrumenten of algemeen vuil kunnen een enorme invloed hebben op de eigenschappen van het materiaal. Speciaal afgestemde instrumenten waarop u kunt vertrouwen, voer elke keer veilige, nauwkeurige en efficiënte bewerkingen uit.




Artikel nummer	72PGS546M	72PGS146M	72PGS106M	72PGS600M
Korrel structuur	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL
(Afm.) Breed / Hoog	Ø 20,3 / 1,2 mm	Ø 15 / 0,3 mm	Ø 4,3 / 12 mm	Ø 1,1 / 11 mm
Optimaal / Max.	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	25.000 / 40.000
Aantal in verpakking	3	3	3	3



Deze polijst rubbers zijn speciaal ontwikkeld voor het uitwerken van ongesinterd zirkonium.

Het grijze gedeelte heeft een middel grove structuur, het witte gedeelte een fijne korrel structuur die de oppervlakte van het zirkonium niet doet verkleuren of beschadigen.



Ontworpen voor het voorbereiden van freeswerk.



x halen = x betalen





10 stuks € XX,xx	10 stuks € XX,xx	10 stuks € XX,xx	10 stuks € XX,xx	10stuks € XX,xx	10 stuks € XX,xx	10 stuks € XX,xx
72AWG560MF	72AWG164MF	72AWG111M	72AWG115M	72AWG146M	72AWG176M	72AWG106F
FIJN / MIDDEL	FIJN / MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	FIJNE korrel
Ø 7 / 19 mm	Ø 10 / 22,7 mm	Ø 5,6 / 13 mm	Ø 7 / 13 mm	Ø 15 / 0,3 mm	Ø 6 / 15 mm	Ø 4,3 / 12 mm
8.000 / 20.000	8.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	8.000 / 20.000
Verpakt per 10	Verpakt per 10	Verpakt per 10	Verpakt per 10	Verpakt per 10	Verpakt per 10	Verpakt per 10

Bewerken van: ongesinterd zirkonium



Art.nr: SET
PGSSET104/01

Polijsstrubbers voor ongesinterd zirkonium. Nu samen verkrijgbaar in een **SET**.
4 instrumenten:

- art.nr: 72PGS146M 
- art.nr: 72PGS546M 
- art.nr: 72PGS106M 
- art.nr: 72PGS600M 



1 x SET

€ **XX,xx**

Art.nr: PGSSET104/01

Fijn afwerken van zirkonium & keramiek



Art.nr: SET
PSCSET104/01

Voor het fijn en uiterst nauwkeurig slijpen en het afwerken van zirkonium en keramiek.

Fijne korrel structuur, minimale ruwheid, maximale fijne afwerking.

6 instrumenten



1 x SET

€ **XXX,xx**

Art.nr: PSCSET104/01

Polijssten - afwerken van zirkonium & keramiek



Art.nr: SET
TCPSET104/10

Voor de verwerking van zirkonium oppervlaktes, het nauwkeurig afwerken van de zeer fijne structuren en randen van het lithium-disilicaat en de fijnste delen van gedeeltelijke kronen, inlays en fineers.

Speciaal ontwikkeld voor het uitwerken van o.a. **gesinterd zirkonium, keramiek**, zonder het gevaar van glans-brand.

6 instrumenten



1 x SET

€ **XXX,xx**

Art.nr: TCPSET104/10

Master SET - 31 instrumenten



Art.nr: SET
TCPSET104/11

Alle mogelijke instrumenten voor het bewerken, slijpen, polijsten van:

- Ongesinterd zirkonium
- Zirkonium
- Keramiek

Nu inclusief diamant polijstpasta incl. 2 borsteltjes



1 x SET

€ **XXX,xx**

Art.nr: TCPSET104/11

CAD/CAM: 3D vloeistof



CAD/CAM: 3D vloeistof

Nu extra voordelig 'dentale' 3D modellen/werkstukken creëren.

3D vloeistof voor:

- Tijdelijke kroon- en brug (voor op model)
- Afdruklepels
- Chirurgische geleider
- KFO modellen

Prijs check:

Scan de QR code

voor onze webwinkel
of vraag het ons!



CAD/CAM: PrintROCK - 3D vloeistof



PrintROCK - Lichtuithardende kunststof

Voor de uiterst nauwkeurige productie van modellen met behulp van 3D-printtechnologie. *by Nis Rehfeldt*

Zeer vergelijkbaar met gips bij verdere verwerking. Frezen/boren zonder smeren of splinteren.

- Scanbaar.
- Inhoud: 1000 gr.
- Kleuren: grijs, wit of ivoor

x% korting bij 6 x 1 ltr.



1000 gram - vanaf

€ XX,xx



Compatible met veel merken!
Meer info? SCAN qr-code

Anycubic, Ackuretta, Asiga®, Elegoo, Nexa3D, Microlay, MiiCraft, Phrozen, Rapid Shape, RayShape®, SHINING 3D®, Sisma, Zortrax



InovaPrint Wash

Speciaal ontwikkeld voor het veilig en effectief reinigen en verwijderen van resten ongepolimeriseerde **3D-printharsen**.

Printharsen met een reeks SLA-, DLP- of LCD 3D-geprinte objecten. **385 - 420 Å**

InovaPrint is: bijna reukloos ■ niet vluchtig ■ (emulgeert) mengt niet met hars ■ 3x productiever dan conventionele **isopropanol** (hars valt eruit en vestigt zich niet op de bodem) ■ herbruikbaar (nooit witte resten op de bedrukte oppervlakte) ■ na het reinigingsproces zijn geen verdere stappen nodig!



1 ltr InovaPrint wash

€ XX,xx

Art.nr: HP-220-1000

5 ltr InovaPrint wash


€ XX,xx

Art.nr: HP-220-5000

Individuele afdruklepel



1 ltr.



5 ltr.

Polijsten van: harde kunststoffen - legering



Het op hoogglans brengen van een diversiteit aan kunststoffen/legeringen

Hoogglans polijst SET

Voor een complete SET
Art.nr: XPLSET104/01

Ø 22mm

Optimaal / Max. 7.000 / 15.000

€ XX,XX

1 x polijstblokje
5 x HP polijstlapjes

Afm.: 45x23x23mm

Art.nr: XPL Paste02/40 + XPL628

Separatie middel: 3D geprinte modellen

100 ml
inclusief
kwastje



€ XX,XX



Art.nr: INT-150

Op water gebaseerde, alcoholvrije isolator, voor het isoleren van SLA/DLP 3D-geprinte modellen bij het aanbrengen van koudpolymeriserende acrylmateriaal.

Geschikt voor diverse tandheelkundige specialismen, van prothetiek tot orthodontie, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is in elk laboratorium.

NIEUW



1

Ondersnijdingen uitblokken met was

2 Gebruik kwast

Eerste laag dun aanbrengen

3 **DROGEN**

- Polymerisatie lamp 45-50°C / 3-4 min
of
- Haardroger ca. 1 min
of
- Openlucht ca. 20 min

4 Gebruik kwast

Tweede laag dun aanbrengen

5 **DROGEN**

- Polymerisatie lamp 45-50°C / 3-4 min
of
- Haardroger ca. 1 min
of
- Openlucht ca. 20 min

6

Breng de acryl-massa aan.

7 Polymeriseer

Water T: 50-60°C
Druk: 2,5 bar (20min)

8

Verwijder eenvoudig het model

9

Perfect en glad resultaat

Perfekte isolatie
Gemakkelijk te verwijderen met warm water.

Wanddispenser - TOP DEAL !

Art.nr: HIB0501



€ XX,xx
Inclusief vulling!

Professionele wand-dispenser voor diverse vloeistoffen... waaronder:

handzeep, hand-desinfectie GEL / Liquid, lotion of een andere vorm van ontsmettingsmiddelen.

Materiaal: behuizing gemaakt van aluminium, zilverkleurig, geëloxeerd.

Operationele hefboom: roestvrij stalen hendel voldoet aan de hygiënische eisen, kan met de hand/ elleboog worden bediend.

Pomp van hoge kwaliteit: roestvrij staal met rechte zuigbuis, geschikt voor autoclaaf (134°C / 200min / 3 Bar), kan worden gesteriliseerd.

Volume : 1000 ml

NU tijdelijk met GRATIS vulling

- GRATIS** bij een wanddispenser 500 ml.
- Professionele hand desinfectie GEL **of**
- Professionele allergie-vrije handzeep



Art.nr: DD-720901



Art.nr: DD-700318

Desinfectie WIPES L

Gebruiksklare geïmpregneerde oppervlakte desinfectie-doeekjes voor professioneel gebruik in medische praktijken, klinieken en zorginstellingen. Zacht voor het materiaal door zijn pH-neutrale waarde en bijzonder geschikt voor alcoholgevoelige oppervlakken. VAH-vermeld.

Alcoholvrij oppervlakte-desinfectiemiddel voor de profylactische oppervlakte-desinfectie van niet-invasieve medische hulpmiddelen zoals kleine apparaten, medisch / tandheelkundig meubilair, leer, kunstleer, geverniste oppervlakken, acrylglas.

Gebruiksklare vochtige wipen citroen geur



Afm. wipen
20 x 30 cm
50 g/m²



1 pak á 80 wipen

€ XX,xx

Art.nr: 71520080

Medisch product:

Zolang voorraad strekt

Mondverzorging

Elektrische sonische tandenborstel

Professionele reiniging met hoge frequentiemet maar liefst **50.000** poetsbewegingen per minuut voor een diepe, grondige reiniging die effectief tandplak van de tanden en langs de tandvleesrand verwijderd.

Biedt **5** verschillende standen: Reinigen, Wit maken, Polijsten, Gevoelig en Tandvleesverzorging. Zo kunt u uw routine afstemmen op uw specifieke behoeften op het gebied van mondgezondheid.

Aangedreven door een 800 mAh Li-ion batterij die tot **60 dagen** meegaat op één lading! Volledig opgeladen in slechts **6 uur** via de meegeleverde USB-C kabel en het laadstation.

IPX7 waterdichtheidsclassificatie, (volledig waterdicht) waardoor de tandenborstel volledig veilig te gebruiken en af te spoelen is onder stromend water voor eenvoudige reiniging en onderhoud.

Je gebit schoon, fris en stralend, elke dag opnieuw.

Verpakking

1 apparaat, **2** opzetborstels, **1** laadstation en **1** USB-C-kabel

GRATIS bij een sonische tandenborstel:
30gr 'potje' tandenbleekpoeder t.w.v. € x,xx

Direct bestellen? **Scan QRcode** of bezoek de webshop:
<https://www.dentalsil.com/actie>



Advies verkoopprijs € xx,xx

NIEUW

Advies verkoopprijs € xx,xx

Waterflosser: *Dagelijkse tandvleesverzorging, orthodontie, verwijdering tandplak.*

Schakel moeiteloos over van een zachte **40 PSI** voor gevoelig tandvlees naar een krachtige **140 PSI** voor een grondige reiniging, voor een comfortabele maar effectieve reiniging voor alle gebruikers.

Kies uit **6** speciale standen: Gevoelig, Beschermend, Zacht, Standaard, Krachtig en Pulserend.

Kenmerken:

IPX7 waterdichtheidsclassificatie, (volledig waterdicht), transparant waterreservoir van 240 ml, een robuuste 2000 mAh Li-ion batterij voor tot wel **60 dagen** gebruik op één lading, en volledig opgeladen in slechts **6 uur**.

Verpakking

1 apparaat, **4** opzetstukken, **1** reistasje en **1** USB-C-kabel



€ xx,xx


Breed drukbereik
(40-140 PSI)

Hand instrumenten

1 stuk		DFS Made in Germany	Art.nr: DFS-43200	€ XX,xx Prijs per stuk
1 stuk		DFS Made in Germany	Art.nr: DFS-43300	€ XX,xx Prijs per stuk
1 stuk		DFS Made in Germany	Art.nr: DFS-43400	€ XX,xx Prijs per stuk
1 stuk		DFS Made in Germany	Art.nr: DFS-43500	€ XX,xx Prijs per stuk
1 stuk		DFS Made in Germany	Art.nr: DFS-43600	€ XX,xx Prijs per stuk
1 stuk		DFS Germany	Art.nr: DFS-43100	€ XX,xx Prijs per stuk

Complete SET
Van elk type 1 stuk
€ XX,xx

Micro applicator




Deze kleverige micro applicator is ontworpen met een zelfklevende punt om kwetsbare componenten die worden gebruikt bij tandheelkundige en tandtechnische restauraties, zoals veneers, kronen, inlay- en onlays, brackets, beugels en meer, veilig te plaatsen en vast te houden. Na plaatsing in de mond of op het model wordt de applicator met een simpele draai verwijderd. Deze micro applicator behoudt zijn klevende werking en kan dus meerdere keren gebruikt worden voor één patiënt.



8 applicatoren

€ X,xx

Art.nr: STIX10B




Standaard pluisvrije micro applicatoren

Stevig, comfortabel, flexibel, buigbaar.


De applicator-koppen kunnen in een willekeurige hoek worden gebogen. Het handvat kan in kleine segmenten worden gebroken om de lengte aan te passen of als houder.

Eenvoudig te gebruiken: opgeslagen in een doorzichtige plastic opbergdoos, gemakkelijk mee te nemen.



Flexibele dunne kunststof slijpschijven

Coating aan één zijde. Ruimte creëren tussen elementen. Ideaal voor het verwijderen/bewerken van contouren en gladmaken van kunststoffen en composieten. **SET 3 mandrellen + 15 schijven**



€ **XX,xx**
Art.nr: DFS800558

Transparant gripzakje met voorzakje voor werkbon

NIEUW

Zakje voor werkbon

Achterkant gripzakje

Minimale afname
2 kleur bedrukking
6.000 st.
3 kleur bedrukking
10.000 st.
50µ

Voorkant gripzakje

Maximaal 3 kleuren bedrukking op de voorkant mogelijk.
Maximaal drukbereik: 160 x 220 mm

Achterkant gripzakje

Geen opdruk op de achterkant (zakje werkbon) mogelijk.

250 mm
180 mm
230 mm
180 mm

Levertijd na goedkeuring: ca. 8 wk

NIEUWE GRIPZAKJES NODIG?

Gripzakjes bedrukt met uw eigen logo/ontwerp kunt u bij ons bestellen. Heeft u geen idee hoe of wat, wij helpen u graag verder.

Voorbeeld 1

Aantal kleuren: 3
Wit, Bordeaux, Wit

Logo op een witte achtergrond

Witte tussen-ruimtes

Beschrijfbaar wit vlak

Voorbeeld 2

Aantal kleuren: 3
Wit, Zwart, Wit

Logo op een witte achtergrond

Transparante tussen-ruimtes

Beschrijfbaar wit vlak

Voorbeeld 3

Aantal kleuren: 3
Wit, Zwart, Rood

Vrijstaand logo en tekst op een transp. achtergrond

Transparante tussen-ruimtes

Beschrijfbaar wit vlak

Dentalsept heet voortaan **Desinfectie LIQUID - pro**

HUISMERK

Oppervlakte: Alcohol-vrij snel-desinfectie.

Voor het reinigen en desinfecteren van alle waterbestendige medische oppervlakken, objecten, instrumenten, afdruklepels en alle afdrukmaterialen zoals: **Siliconen, Hydrocolloïde, Alginaat**
Vernietigt 99,99 % van alle ziekte-kiemen binnen één minuut. Is huidvriendelijk dus ook geschikt voor diegene met een allergie.



½ liter
€ X,xx
Artikel nr.: DD-720880

1 liter
€ XX,xx
art.nr. DD-720881



5 LTR. SLECHTS

€ XX,xx

Art.nr: DD-720885

Reinigings setje

HUISMERK



In de **mini ultrasonic** met zijn ca. 17.000 trillingen per minuut wordt elke prothese binnen de kortste tijd schoon, zelfs tandsteen, nicotine en andere verkleuringen hebben in de mini ultrasonic geen schijn van kans.

Het bijpassende reinigings poeder is chloorvrij, bleekt de prothese-kunststof niet en tast de weekmaker in de prothese niet aan zoals de meeste andere prothese- reinigings middelen wel doen.



Inhoud SET: 1 x reinigings-apparaat
2 x zakje reinigings-poeder incl. mini borsteltje



1 x SET

€ XX,xx

Art.nr: DH-0011

Reinigings poeder

HUISMERK



Schoonmaken van o.a.: bitje (sport, apneu, snurk, knars, orthodontie), partiële prothese (gedeeltelijk kunstgebit), flexibele prothese (thermoplast), opzetstuk tandenborstel, beugel (uitneembaar), prothese (kunstgebit).



zakjes á 7 gram

Bestanddelen:

Magnesium Carbonate, Mint Flavor, Potassium Bisuiphate, Potassium Peroxymonosulfate, Potassium Sulfate, Sodium Citrate, Trisodium Salt of citric Acid.



1 doosje á 12 zakjes

€ XX,xx

Art.nr: DH-0013

Beste lappenschijf i.c.m. SilaPoli (puimsteen)

Lange levensduur!

Nieuwe manier van (voor)polijsten met een lappenschijf Geïmpregneerd puur katoen (micro vezel)


Zonder het beschadigen van kunststof elementen

Geschikt voor het snel voorpolijsten van o.a. prothese kunststoffen.

Rafelt niet en pilt niet

Voor diep in het palatum

Gebruik hiervoor Ø 60mm met een kleinere kern



Art.nr: PO-1001/8-H

L-8mm
9-laags

Art.nr: 1001-60-8-H



1 x lappenschijf

€ XX,xx

Art.nr: PO-1001/8-H

SilaPoli



Beste anti-bacterieel voorpolijstmiddel, dat zoals puimsteenpoeder verwerkt wordt. SilaPoli is superieur ten opzichte van de normale puimsteenpoeder.

Polijst sneller en zorgt voor nog meer glans!

Voordelen: Geen silicose risico zoals bij puimsteen + Anti-bacteriële werking, geen vieze geur meer! + Hoge abrasieve werking + Super gladde oppervlakte + Voordeliger en zuinig in gebruik door meer volume (per gewicht) + **Anti allergisch**

HUISMERK




10 KG SLECHTS

€ XX,xx

Art.nr.: DK-72010

SilaPoli Liquid



SilaPoli Liquid is een desinfecterende vloeistof, dood bacteriën, zorg dat de puimsteen langer vochtig blijft en beter aan de borstel hecht. De vloeistof is handverzorgend en heeft een subtiele appelgeur.

5 LITER

€ X,xx

Art.nr.: DK-72009-5



Voor elke puimsteenpoeder geschikt, **optimaal resultaat met onze SilaPoli puimsteen!**

HUISMERK



1 liter

€ X,xx

Art.nr.: DK-72009-1

Turbosil Blue



De originele 'Additionsvernetzendes' 1:1 dupliceer silicoon ...luchtbel vrije verwerking voor een exacte en een nauwkeurige detail weergave. Stabiel, scheur vast, flexibel, vormvast, 100% krimprij, 100% homogeen.

Geschikt voor alle dupliceer doeleinden: met manchets of in kuwet

Spaarzaam doseren door de handige liter fles verpakking met schroefdop.

Geschikt voor dupliceerdoseer-apparaat.

10 kg. (5 + 5 kg)

€ XXX,xx Art.nr.: 720010Turbo

- Dichtheid: 1,1 g/cm³
- Mengtijd: ca. 25 sec.
- Verwerkingstijd: ca. 2½ min.
- Uitharding : binnen 10 min.
- Ontvormbaar na: ca. 12 min.
- 1:1 mengverhouding A en B

Hardheid:
SHORE 23

HUISMERK



2 kg. (1 + 1 kg)

€ XX,xx

Art.nr.: 72002Turbo

SilaPutty

De originele 1:1 SilaPutty. Superieure eigenschappen, voor exacte detail weergave!

- Soepel kneedbaar
- Plakt niet aan de handen
- Makkelijk doseerbaar
- Vorm- en kookvast
- 100% homogeen

Bevat geen vul-materiaal of schadelijke inhoudsstoffen.

Shore:
85 - 90



SilaPutty standaard art.nr.'s:

- 4kg.: **72004** € XX,xx
- 20kg.: **720020** € XXX,xx
- 50kg.: **720050** € XXX,xx

SilaPutty soft art.nr.'s:

- 4kg.: **72004-S** € XX,xx
- 20kg.: **720020-S** € XXX,xx
- 50kg.: **720050-S** € XXX,xx

HUISMERK



4 KG VANAF

€ XX,xx

SilaPutty soft is extra zacht kneedbaar met dezelfde shore hardheid als SilaPutty standaard



Prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders aangegeven) & transportkosten, zet- en drukfouten onder voorbehoud. Aanbiedingen zijn NIET geldig in combinatie met andere aanbiedingen/acties of persoonlijke prijs-afspraken. Aanbiedingen zolang voorraad strekt en geldig t/m 30-06-2026. Product afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. Algemene leveringsvoorwaarden: <https://www.dentalsil.com>.



<https://www.dentalsil.com/webwinkel>

DENTALSIL[®]



dentalsil.com



info@dentalsil.nl



0495-651214



0495-652474