

DENTALSIL®

DENTIST & LABORATORY PRODUCTS



SONORO

Check pagina 14

Januari '26							
Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
01				1	2	3	4
02	5	6	7	8	9	10	11
03	12	13	14	15	16	17	18
04	19	20	21	22	23	24	25
05	26	27	28	29	30	31	

Februari '26							
Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
05							1
06	2	3	4	5	6	7	8
07	9	10	11	12	13	14	15
08	16	17	18	19	20	21	22
09	23	24	25	26	27	28	

Maart '26							
Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
09	30	31					1
10	2	3	4	5	6	7	8
11	9	10	11	12	13	14	15
12	16	17	18	19	20	21	22
13	23	24	25	26	27	28	29

1 jan.: Nieuwjaarsdag 14 febr.: Valentijnsdag 15 febr.: Carnaval 18 febr.: Ramadan 19 mrt.: Suikerfeest



Slijpen & polijsten van kunststof

SLIJPEN

	Diamant gegalvaniseerd Ø 10,5 mm L = 15 mm Grof Prijs p. st. € XX,XX		Hardmetaal frees Middel Prijs p. st. € XX,XX		Hardmetaal frees Fijn Prijs p. st. € XX,XX		Hardmetaal frees Fijn Prijs p. st. € XX,XX		Grof rillen-frees Prijs p. st. € XX,XX
Art.n's: DFS-60080 HFL251CE-060 HFL251QSF-060 HF138QSF023 HF108G-060									

POLIJSTEN


Zie ook pg 12

	Rubber Grof Prijs p. st. € XX,XX		Rubber Middel Prijs p. st. € XX,XX		Rubber Fijn Prijs p. st. € XX,XX		Habras disc 80 µ Ø 25 mm Grof Prijs p. st. € XX,XX		Kevlar + diamant Fijn Prijs p. st. € XX,XX
Art.n's: 72EPR160C 72APR160M 72APR160F 901 25(3)HP DFS802259									

POLIJSTEN met puimsteen

	Grove structuur 9-laags Ø 100mm 1 stuk € XX,XX		Chungking + nesselstof 5 rijen Ø 80mm 10 stuk € XX,XX		Chungking + scotch-brite + nesselstof Ø 80mm 12 stuk € XX,XX		Chungking + nesselstof 3 rijen Ø 50mm 12 stuk € XX,XX
Art.n's: 1001/8-H HA-P086 HA-8280 HA-5250							

POLIJSTEN op hoogglans

	Zachte structuur 14-laags Ø 100mm 1 stuk € XX,XX		Zetadoek 15-laags Ø 100mm 1 stuk € XX,XX		Hoogglans vloeistof 125 ml € XX,XX		Hoogglans polijstblokje 5 x 1 x 1 set € XX,XX
Art.n's: 1001/8-W HA-862 100/15 HA-313139 XPL 628/Paste							

Koudhardend polymeer

Perfect passende gebitsprotheses dankzij microparels. Koudhardend gebitsprothesemateriaal voor alle toepassingen, op MMA-basis. Is kleurstabiel en vrij van tertiaire aminen en cadmium. Onze giethars heeft een verlaagd monomeergehalte, eenvoudige verwerking, hoge mechanische eigenschappen, natuurlijke kleur en een betrouwbare en snelle uitharding. **(10 g poeder : 4 g vloeistof)**



1 x SET

€ XXX,xx

Art.nr:
K- 12210002
€ xxx,-

Voordelen van microparels:

- Verminderde krimp en aanzienlijk minder restmonomeer (20-30%)
- Uitstekende vloeieigenschappen; stabiel en vormbaar na 2-3 minuten
- Homogene en extreem gladde gebitsprothesetextuur vermindert plaquevorming.

Art.nr:
K- 12202001
€ xxx,-

SET bestaande uit: 2000gr microparels
1000ml vloeistof
500ml isoleermiddel

MMA =
methylmethacrylaat



Art.nr:
K- 12203500
€ xx,-

Transparante kunststof - glas-helder

Koud-polymerisaat op basis van methylmethacrylaat.

Geringe krimp en zeer weinig rest-monomeer dankzij de micro-parels techniek! Extreem homogeen, uitstekende vloeibaarheid, hoge pasnauwkeurigheid, modelleerbaar na 2 tot 3 minuten. Gereduceerde plakvorming, eenvoudig afwerken en polijsten, zeer goede eigenschappen.



1 x SET

€ XXX,xx

Art.nr:
K-12202500
€ xx,-

SET bestaande uit: 500gr microparels
500ml vloeistof
125ml isoleermiddel

Art.nr:
K-12201500
€ xx,-



Art.nr:
K-12203125
€ xx,-



Zacht relinings-materiaal

Zachtblijvend bio compatibel prothese rebasings materiaal op A-siliconenbasis.

Voor directe en indirecte verwerking.

Direct in de mond of op het gips model!



1 cartridge + 6 tips

€ XX,xx

Art.nr: PUK4010



De speciale adhesie leidt tot een vaste moleculaire verbinding van de A-siliconen met het heet- of koude polymeriserende prothese materiaal op methacrylaat basis.



Verpakking
• 1 x 50ml cartridge
• 6 x mengtips


Los verkrijgbaar:
1 x 5ml adhesief € XX,xx
Art.nr: PUA4020

Shore A 27



Snel en eenvoudig verwijderen van soft-tissue


1 stuk € XX,xx
x Halen =
x Betalen



KB32415



KB32119



KB32719



KB32315

Afwerken van zachte kunststof (soft-tissue / thermoplast)

10 st. € XX,xx
Fijne korrel
Medium korrel



6.000 / 20.000 rpm



Art.nr: DFS800606



Art.nr: DFS800605

Flexibele en zeer slijtvaste non-woven instrumenten voor het ontbramen en gladmaken van zachte materialen, kunststoffen, spalken en ondersteunende bevestigingen in 3D-printen & siliconen.

Afwerken van harde & zachte kunststof

10 st. € XX,xx
incl. 1 mandrel

Ca. Ø 22 mm

Ca. 3 mm

Optimaal / Max.: 8 - 12.000 / 20.000




Art.nr: PO-5998M



Universeel middel-schurende schijf met een lange levensduur. Voor veel toepassingen geschikt. Uitsstekende materiaal afname bij alle type zachte en harde soorten kunststoffen/siliconen.

Polijst instrumenten voor alle 'HARDE' kunststoffen



Ultieme hoogglans SET



Afm.: 45x23x23 mm

Art.nr: XPL Paste02/40

Met het handstuk elk type kunststof oppervlakte op hoogglans brengen

1 x SET

€ XX,xx

Art.nr: XPL 628/Paste

SET: 1 polijstblokje + 5 handstuk polijster

Art.nr: XPL 628

SilaPutty Soft

HUISMERK

De originele 1:1 SilaPutty Soft

...met superieure eigenschappen, voor een exacte detail weergave!


Onze putty soft is de enige echte twee componenten silicoon, gegarandeerd zonder tetraethylsilicaat. Geen handschoenen meer nodig, plakt niet aan de handen, is soepel kneedbaar en makkelijk te doseren. Bovendien is onze SilaPutty Soft scanbaar (voor de meeste optische scanners), kookvast, vorm-vast, 100% homogeen en zuinig in gebruik.



10 kg (5 kg + 5 kg)

€ XXX,xx

Art.nr: 720010-S



Bevat geen vul-materiaal of schadelijke inhoudsstoffen!



Mengverhouding: 1:1

Introductie van een nieuwe verpakke-eenheid.

10 kg (5kg A + 5kg B)

Introductie DEAL

€ XXX,xx

Shore:

A 90

TIP

Meng-tijd	Verwerkings-tijd	Uithard-tijd
30 sec	90 sec	240 sec

Superieure eigenschappen, voor exacte detail weergave!

- Soepel kneedbaar
- Plakt niet aan de handen
- Makkelijk doseerbaar
- Vorm- en kookvast
- 100% homogeen

SilaPutty standaard art.nr's:

- 4kg.: 72004 € XX,xx
- 10kg.: 720010 € XXX,xx
- 20kg.: 720020 € XXX,xx
- 50kg.: 720050 € XXX,xx

SilaPutty soft art.nr's:

- 4kg.: 72004-S € XX,xx
- 20kg.: 720020-S € XXX,xx
- 50kg.: 720050-S € XXX,xx



Voorbeeld verpakke-eenheid

4 kg SilaPutty =
2 kg A + 2 kg B

SilaPutty soft is extra zacht kneedbaar met dezelfde shore hardheid als SilaPutty standaard



Reinigings SET & Poeder

HUISMERK



Apneu MRA bitje

Gebit prothese

Sport bitje

Partiële prothese

Knars bitje

Beugel

Frame prothese

In de mini ultrasonic met zijn ca. 17.000 trillingen per minuut wordt elke prothese binnen de kortste tijd schoon, zelfs tandsteen, nicotine en andere

verkleuringen hebben in de mini ultrasonic geen schijn van kans. Het bijpassende reinigings poeder is chloorvrij, bleekt de prothese-kunststof niet en tast de weekmaker in de prothese niet aan zoals de meeste andere prothese-reinigingsmiddelen wel doen.



xxx SETS halen =
xxx betalen

Inhoud SET:

- 1 x reinigings-apparaat
- 2 x zakje reinigings-poeder
- 1 x mini reinigings-borsteltje



Art.nr: DH-0011

Prijs per SET: € **XX,xx**

COMBI SET



Reinigings SET

Doosje á
12 zakjes

€ **XX,xx**

Gebits-ortho
bakje

Schoonmaken van o.a.:

- bitje (sport, apneu, snurk, knars, orthodontie)
- partiële prothese (gedeeltelijk kunstgebit)
- flexibele prothese (thermoplast)
- opzetstuk tandenborstel
- beugel (uitneembaar)
- prothese (kunstgebit)

Art.nr: DH-0013



1 doosje voldoende voor 3 maanden!

Wordt geleverd
met een
handleiding
voor uw
patiënten

Specificatie:

- inhoud doosje: 12 zakjes á 7 gram
- afmeting zakje: L 8,8 x 6,4 cm
- totaal gewicht: 118 gram
- afmeting doosje: H 9 x B 7½ x D 6½ cm

xxx doosjes halen =
xxx betalen

Prijs per
doosje:
€ **XX,xx**

Bestanddelen: Magesium Carbonate, Mint Flavor, Potassium Bisulphate, Potassium Peroxymonosulfate, Potassium Sulfate, Sodium Citrate, Trisodium Salt of citric Acid.

Parodont Gel - NIEUWE FORMULE

HUISMERK

Het meest toonaangevende natuurgeneesmiddel voor


in en rond de mond!

Herstelt, geneest, voorkomt:

Prothese drukplekken, aften, ontstoken tandvlees, herpes, diepe pockets, kloofde lippen.



- ☑ Effectieve tandvleesverzorging
- ☑ Bacterie remmend/bestrijdend
- ☑ Virus remmend/bestrijdend
- ☑ Ontstekingsremmend
- ☑ Tegen schimmel
- ☑ Desinfecterend
- ☑ Pijn verlagend




Art.nr: 7210-30

Incl. flyers



12mnd

Geen
bijwerkingen
-
Anti
allergisch



Prijs per tube
€ x,xx

1 display =
30 tubes
€ XXX,xx

Parodont Gel

Artikel nummer(s): 7210-1 (1 tube á 10 ml.) € x,xx 7210-30 (1 display á 30 tubes) € XXX,xx

Reinigings apparaat - 24W, 220-240V

HUISMERK

UV-C-licht: desinfecteert / steriliseert

GEAVANCEERDE
ULTRASOONTECHNOLOGIE

10 reinigings apparaten € xxx,-

UV-C-
licht

5 min. timer
RVS tank
tot 200ml

Art.nr: 72-0019

Afmetingen:
H90 x B120 x D100 mm

1 reinigings apparaat **inclusief**
1 doosje reinigingspoeder € xx,xx

Ervaar de superieure reinigings mogelijkheden van onze nieuwste compacte ultrasonic apparaat.

Prijs per
reinigings-
apparaat
€ xx,xx

De ultrasonic dringt diep door in de spleten van het kunstgebit en verwijdert efficiënt verontreinigingen zonder schade aan te richten. Heeft maar liefst **42.000 trillingen** en een **UV-C licht** in de deksel, is portable en bovendien zeer gebruiksvriendelijk.

Advies verkoopprijs € xx,xx



USB-C
aansluiting

1 doosje á 12 zakjes van 7gr

Stone-gips & print-vloeistof DEAL



Tijdelijk nu inclusief LEDLENSER zaklamp
450 lumen, bereik 300 mtr.

OP = OP



Scanbaar

RockSTAR Klasse4 Stonegips



Creme

Licht grijs

Goud bruin

Naturel

Art.nr: 1120200

Art.nr: 1122200

Art.nr: 11242200

Art.nr: 1123200

- Scanbaar - opaak
- Gladde oppervlakte
- Geringe expansie
- Grootte precisie
- Verhoogde hardheid
- Verhoogde randstabiliteit
- Afbindexpansie na 2 uur afgesloten

Hardheid 320 N/mm2 Expansie 0,06 %

RockStar gips

4 x 5 kg.
+ zaklamp

€ XXX,-
i.p.v. € xxx,-



Scanbaar



Ivoor

PrintROCK lichtuithardende kunststof

Voor de uiterst nauwkeurige
productie van modellen met behulp
van 3D-printtechnologie.

**Zeer vergelijkbaar met gips
bij verdere verwerking.
Frezen/boren zonder
smeren of splinteren.**

Vrij van BPA en TPO

Art.nr.:

■ Grijs: 28103010

■ Wit: 28101010

■ Goud: 28104010

■ Ivoor: 28102010

**Compatible
met veel
merken.**

PrintROCK vloeistof

2 x 1000 gr.
+ zaklamp

€ XXX,-
i.p.v. € xxx,-



Penselen



Vernieuwd Beste kwaliteit - voordelige prijs

Zwart handgreep; Hoogwaardig, puur Kolinsky natuurlijk

haar met de fijnste punten en een hoge vloeistofopname. Zeer goede vormvastheid ("memory effect")

Greepvorm: ergonomische driehoekige greepzone, penseel kan niet wegrollen.

Wit handgreep; Hoogwaardig synthetisch haarmengsel van verschillende vezeldiktes en een zeer fijne punt. Elasticiteit en applicatiegedrag zijn gemodelleerd naar natuurlijk haar, zeer hoge dichtheid

haar. Greepvorm: qua gewicht



Prijs vanaf

€ X,xx

Art.nr: Divers

Separatie + Conditioner vloeistof

Isoleermiddel: gips tegen was / plastic / keramiek

Eenmaal aangebracht, blijft de isolerende laag op zijn plaats. Betere kroon-passing door gecontroleerde laagdikte in vergelijking met olieachtige isolatiemiddelen **Gladdere binnen oppervlakken voor kronen en inlays.**

LET OP:

Optimaal isolatie-effect alleen in combinatie met conditioner!

Conditioner: Voor het uitharden en afdichten van alle gips-oppervlakken.

Laagdikte onder 3 µm, droogt binnen 30 seconden. Beschermst gips-oppervlakken tegen slijtage, wateropname en vuil.

Conditioner vormt de basis voor de separator en de afstandhouders.



1 x SET

€ XX,xx

Art.nr: K4-119020

Art.nr: K4-115020



Art.nr: K4-114020

Conditioner STAP 1



Separator STAP 2



Verpakking (1 x SET):

1 x flesje Separator á 28 gr. met kwastje

1 x flesje Conditioner á 28 gr. met kwastje

Rebasing apparaat

Relining klem met geïntegreerde splitcast

Snel en nauwkeurig afstellen... altijd een exact identieke begin- en eind positie met slechts één of drie stabiele verticale steun(en). Goed zicht op het werkstuk door de grote toegankelijkheid. Deze handige rebaseklem(men) zet je vast met slechts één of drie speciale snelkoppelingsschroef, is uit één stuk gefreesd, geheel van roestvrij staal en geschikt voor elk polymerisatie apparaat.



Fixator

Art.nr: K4-21021000

€ XXX,xx



UFO II

Art.nr: K4-21025000

€ XXX,xx



UFO II FM

Art.nr: K4-21026000

€ XXX,xx



Compleet inclusief 2
gummi-ringen




Compleet inclusief 1
gummi-ring



Compleet inclusief 1
gummi-ring en siliconen-ring

Handleiding:



KFO gips

Hardheid 160 N/mm² Expansie 0,1 %

Art.nr: K4-02501200



20 kg

Slechts € XX,xx

Hardgips - Anti-allergisch - bevat geen formaldehyde zoals al onze gipsen, Homogeen, Opaak, Tixotroop, Splintert niet, super gladde oppervlakte. **Geschikt voor:** Orthodontische modellen, werk en diagnostische modellen, evenals alle werken voor een hogere oppervlaktehardheid (kunststof techniek / reparatie-modellen / tegenbeten / persen.). **Kleur:** Super-wit

Mengverhouding 100 gr.: 27 ml. water

Meng tijd: 30 sec.

Hardheid 160 N/mm²

Verwerkingstijd: 4½ min.

Expansie DIN: 0,1%



Scan QR code
voor de webwinkel

Sprint

ARTICULATIE GIPS

20 kg

€ XX,xx

Art.nr: K4-03101200



Laagste uitzetting voor meer precisie bij het articuleren. Hogere eindhardheid voor randstabiele split-cast. Romige, stevige consistentie. Snelle instelling. Supergladde oppervlakken. **Kleur:** sneeuw wit

Mengverhouding 100 gr.: 30 ml. water

Meng tijd: 20 sec.

Hardheid 70 N/mm²

Verwerkingstijd: 3 min.

Expansie DIN: 0,03%

Rock Mountain

Hardheid 310 N/mm² Expansie 0,06 %

20 kg

€ XXX,xx

→ ●
Kleur:Sahara

Art.nr:K4-1103200

→ ●
Kleur:Oranje

Art.nr:K4-1105200

→ ●
Kleur:Pastel geel

Art.nr:K4-1109200

→ ●
Kleur:Grijs

Art.nr:K4-1107200



- Verpakking: **4 x 5 kg**
- Scanbaar - opaak
- Beste thixotrope vloeieigenschappen
- 25% hogere buigsterkte
- Precies en stabiel
- Afbindexpansie na 2 uur afgesloten

Vario Plus

Hardheid 180 N/mm² Expansie 0,08 %

25 kg

€ XXX,xx

→ ●
Kleur:Mint

Art.nr:K4-2107250

→ ○
Kleur:Wit

Art.nr:K4-2101250

→ ●
Kleur:Mocca

Art.nr:K4-2113250



- Verpakking: **25 kg**
- Superhardgips
- Gladde oppervlakte
- Romige substantie
- Verhoogde randstabiliteit
- Splintervrij zagen/slijpen
- Hoge eindhardheid
- Verwerkingstijd: 7 min.

Hardgips

Hardheid 120 N/mm² Expansie 0,15 %

25 kg

€ XX,xx

★ **Vanilla STAR**



Vanille

Art.nr: K4-04340250

★ **Green STAR**



Groen

Art.nr: K4-04370250

★ **Wit STAR**



Wit

Art.nr: K4-04390250

★ **Yellow STAR**



Geel

Art.nr: K4-04350250

★ **Blue STAR**



Blauw

Art.nr: K4-04310250


Polijst rubbers voor kunststof

HUISMERK


Prijzen per 10
50 of 100 stuks



Artikel nummer	72APR105C	72APR104C	72APR110C	72APR160C	72APR166C	72APR163C
Korrel structuur	GROF	GROF	GROF	GROF	GROF	GROF
(Afm.) Breed / Hoog	Ø 5,5 / 16 mm	Ø 10 / 20,5 mm	Ø 12 / 22,5 mm	Ø 10 / 24 mm	Ø 7,8 / 20,5 mm	Ø 15 / 18 mm
Optimaal / Max.	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Aantal in verpakking	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	50



Artikel nummer	72APR105M	72APR104M	72APR110M	72APR160M	72APR166M	72APR163M
Korrel structuur	MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof
(Afm.) Breed / Hoog	Ø 5,5 / 16 mm	Ø 10 / 20,5 mm	Ø 12 / 22,5 mm	Ø 10 / 24 mm	Ø 7,8 / 20,5 mm	Ø 15 / 18 mm
Optimaal / Max.	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Aantal in verpakking	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	50




Artikel nummer	72APR105F	72APR104F	72APR110F	72APR160F	72APR166F	72APR163F
Korrel structuur	FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel
(Afm.) Breed / Hoog	Ø 5,5 / 16 mm	Ø 10 / 20,5 mm	Ø 12 / 22,5 mm	Ø 10 / 24 mm	Ø 7,8 / 20,5 mm	Ø 15 / 18 mm
Optimaal / Max.	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Aantal in verpakking	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	50




Artikel nummer	72EPR104C	72EPR160C	72EPR163C	72EPR104M	72EPR160M	72EPR163M
Korrel structuur	GROF	GROF	GROF	MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof
(Afm.) Breed / Hoog	Ø 10 / 20,5 mm	Ø 10 / 24 mm	Ø 15 / 18 mm	Ø 10 / 20,5 mm	Ø 10 / 24 mm	Ø 15 / 18 mm
Optimaal / Max.	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Aantal in verpakking	10 100	10 100	10 50	10 100	10 100	10 50

Diamant schijfjes


Gegalvaniseerde schijfjes (fijne of superfijne korrel)



Art.nr: MiniDisc DFS-191321R



FIJN DFS-191021 FR



FIJN DFS-190821 FR




Scan QR code
voor de webwinkel

Prijs per stuk


€ XX,xx

x stuks
slechts
€ xx,xx

Mixen mag



Art.nr: FIJN DFS-140921FR



Vezel verstrekt

1 = voor: metaal met aluminiumoxide 2 = keramiek met siliciumcarbide



Prijs vanaf € XX,xx

Afmetingen: Ø x L

Art.nr: 654 22x03 H 0,2+0,5
22 x 0,3 mm
Art.nr: 654 25x03 H 0,2+0,5
25 x 0,3 mm
Art.nr: 654 40x05 H 0,7+1,0
40 x 0,5 mm



Prijs vanaf € XX,xx

Afmetingen: Ø x L

Art.nr: 754 22x02 H 0,2+0,5
22 x 0,2 mm
Art.nr: 754 22x03 H 0,2+0,5
22 x 0,3 mm
Art.nr: 754 25x03 H 0,7+1,0
25 x 0,3 mm


Diamantschijf

Gegalvaniseerd



Fijne
korrel

Ø
45mm



€ XXX,xx

Art.nr: DFS154522

Gips-
slijpschijf

Verpakking: 1stuk



€ XXX,xx

Art.nr: DFS1222219


Verp.:
3 stuk

Flex
schijf

Fijne
korrel


Diamantschijf

Gesinterd (rand = volledig diamant)




Superfijne
korrel

Ø
20mm



Art.nr: DFS181220



Art.nr: DFS182021



€ XXX,xx

Prijs per stuk

Geschikt voor
Keramiek &
Zirkonium

Sonoro AVATON: muzieksysteem en soundbar in één

SONORO



4-inch kleurendisplay

All-in-One muzieksysteem - De Sonoro AVATON combineert krachtig, kamervullend geluid met een elegant en tijdloos design. Dit premium 2.1 muzieksysteem beschikt over vier hoogwaardige speakers en een geïntegreerde subwoofer voor een rijk, gebalanceerd en gedetailleerd geluid. Stream moeiteloos muziek via Spotify of luister naar internet-radio, DAB+ en FM. Dankzij wifi, Bluetooth, Apple AirPlay en Google Cast is verbinding met al je apparaten eenvoudig.

De bediening is intuïtief via het kleurendisplay, de meegeleverde afstandsbediening of de Sonoro-app.

Via HDMI-ARC is de AVATON ook te gebruiken als soundbar. Het apparaat schakelt automatisch aan met de tv en het volume is eenvoudig te bedienen met de tv-afstandsbediening.

German Audio Design. De handgepolijste houten behuizing met aluminium front onderstrepen de Duitse kwaliteit en makende AVATON tot een echte blikvanger in elk interieur.

Aansluitmogelijkheden: HDMI (ARC), USB-A, USB-C, Optical, Aux-in, Line-out en meer.



B 510 x D 262 x H 140 mm



Speciaal voor de klanten van Dentalsil een tijdelijke korting op de Sonoro AVATON & Sonoro MEISTERSTÜCK II van **xx%**

Hoe en waar te bestellen? **SCAN** de **qr-code** of bezoek de webshop: <https://www.dentalsil.com/actie>

Geef uw voorkeur aan en vul uw gegevens in. U ontvangt van Sonoro de factuur, na betaling ontvangt u het apparaat.

Sonoro AVATON



Sonoro MEISTERSTÜCK II



Bewerken van zirkonium & keramiek

HUISMERK

Gecontroleerde materiaal afname, indrukwekkende afwerking.

Lage warmteontwikkeling om breuk en scheuren te voorkomen.

Een lange levensduur en een hoge breeksterkte

Geschikt voor:

- alle keramiek +
- zirkoniumoxide



Met diamant
geïmpregneerd



**x halen =
x betalen**

Artikel nummer	72MCP132C	72MCP239C	72MCP138C	72MCP219C	72MCP159C
Korrel structuur	GROF	GROF	GROF	GROF	GROF
(Afm.) Breed / Hoog	Ø 4,8 / 13 mm	Ø 22 / 2,2 mm	Ø 4 / 11 mm	Ø 22 / 3 mm	Ø 15 / 3,5 mm
Optimaal / Max.	"20 / 30.000	"8 / 20.000	"20 / 30.000	"8 / 20.000	"8 / 20.000

1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx
72MCP191M	72MCP538M	72MCP151M	72MCP219M	72MCP153M	72MCP138M	72MCP239M	72MCP133M	72MCP132M	
MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	
Ø 12,3 / 10 mm	Ø 3,5 / 10,8 mm	Ø 12 / 8,1 mm	Ø 22 / 3 mm	Ø 6 / 3,5 mm	Ø 4 / 11 mm	Ø 22 / 2,2 mm	Ø 6,5 / 13 mm	Ø 4,8 / 13 mm	
"10 / 20.000	"10 / 20.000	"10 / 20.000	"8 / 20.000	"6 / 20.000	"20 / 30.000	"8 / 20.000	"15 / 20.000	"20 / 30.000	

x halen = x betalen

**Voor het fijn en uiterst nauwkeurig slijpen en het afwerken van zirkonium en keramiek.
Fijne korrel structuur, minimale ruwheid, maximale fijne afwerking.**

Lange levensduur

Diamant geïmpregneerd



1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx
72PSC566F	72PSC151F	72PSC132F	72PSC138F	72PSC199F	72PSC508F	
FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel	
(Afm.) Breed / Hoog	Ø 3,5 / 10 mm	Ø 12 / 2,4 mm	Ø 4,8 / 13 mm	Ø 4 / 11 mm	Ø 5 / 3,5 mm	Ø 2,5 / 7 mm
Optimaal / Max.	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Aantal in verpakking	Verpakt per 1	Verpakt per 1	Verpakt per 1	Verpakt per 1	Verpakt per 1	Verpakt per 1

Lage hitte ontwikkeling

x halen = x betalen

1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx
72PSC219F	72PSC538F	72PSC191F	72PSC153F	72PSC239F	72PSC569F	72PSC159F	
FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel	
Ø 22 / 3 mm	Ø 3,5 / 10,8 mm	Ø 12,3 / 10 mm	Ø 6 / 3,5 mm	Ø 22 / 2,2 mm	Ø 4 / n.v.t. mm	Ø 15 / 3,5 mm	
6.000 / 20.000	10.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	8.000 / 20.000	
Verpakt per 1	Verpakt per 1	Verpakt per 1	Verpakt per 1	Verpakt per 1	Verpakt per 1	Verpakt per 1	

Polijst rubbers voor zirkonium / keramiek

HUISMERK

x halen =
x betalen

Goedkoopste is gratis

mixen mag!

TIP



3 Stuks
€ XX,xx



3 Stuks
€ XX,xx



3 Stuks
€ XX,xx



Diamant pasta
Incl. 1 polijstborsteltje



20 gr.

**Extreem hoog
aandeel diamant**



Art.nr: 11701000

€ XX,xx

Artikel nummer	72EZA546F	72EZA546M	72EZA546XC
Korrel structuur	FIJNE korrel	MIDDEL grof	GROF
(Afm.) Breed / Hoog	Ø 20,3 / 1,2 mm	Ø 20,3 / 1,2 mm	Ø 20,3 / 1,2 mm
Optimaal / Max.	6.000 / 15.000	6.000 / 15.000	6.000 / 15.000
Aantal in verpakking	3	3	3

x halen =
x betalen

Goedkoopste is gratis

mixen mag!



10 Stuks
€ XX,xx



3 Stuks
€ XX,xx



3 Stuks
€ XX,xx



Stuk prijs
€ XX,xx



Stuk prijs
€ XX,xx

Artikel nummer	72EZA105F	72EZA177F	72EZA151F	72EZA200F	72EZA140F
Korrel structuur	FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel	FIJNE korrel
(Afm.) Breed / Hoog	Ø 5,5 / 16 mm	Ø 6 / 15 mm	Ø 11,5 / 2,4 mm	Ø 22 / 3,2 mm	Ø 26 / 2 mm
Optimaal / Max.	15.000 / 20.000	15.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Aantal in verpakking	10	3	3	1	1

x halen =
x betalen

Goedkoopste is gratis

mixen mag!



10 Stuks
€ XX,xx



3 Stuks
€ XX,xx



3 Stuks
€ XX,xx



Stuk prijs
€ XX,xx



Stuk prijs
€ XX,xx

Artikel nummer	72EZA105M	72EZA177M	72EZA151M	72EZA200M	72EZA140M
Korrel structuur	MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof
(Afm.) Breed / Hoog	Ø 5,5 / 16 mm	Ø 6 / 15 mm	Ø 11,5 / 2,4 mm	Ø 22 / 3,2 mm	Ø 26 / 2 mm
Optimaal / Max.	15.000 / 20.000	15.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Aantal in verpakking	10	3	3	1	1

x halen =
x betalen

Goedkoopste is gratis

mixen mag!



10 Stuks
€ XX,xx



3 Stuks
€ XX,xx



3 Stuks
€ XX,xx



Stuk prijs
€ XX,xx



Stuk prijs
€ XX,xx

Artikel nummer	72EZA105XC	72EZA177XC	72EZA151XC	72EZA200XC	72EZA140XC
Korrel structuur	GROF	GROF	GROF	GROF	GROF
(Afm.) Breed / Hoog	Ø 5,5 / 16 mm	Ø 6 / 15 mm	Ø 11,5 / 2,4 mm	Ø 22 / 3,2 mm	Ø 26 / 2 mm
Optimaal / Max.	15.000 / 20.000	15.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Aantal in verpakking	10	3	3	1	1

Polijsten van zirkonium & keramiek

HUISMERK


Artikel nummer	72TCP140XC	72TCP541XC
Korrel structuur	extra GROF	extra GROF
(Afm.) Breed / Hoog	Ø 26 / 2 mm	Ø 15 / 1 mm
Optimaal / Max.	6.000 / 20.000	8.000 / 20.000
Aantal in verpakking	1	3

72TCP140C
GROF
Ø 26 / 2 mm
8.000 / 20.000
1



72TCP546M	72TCP100M	72TCP140M	72TCP158M	72TCP541M	72TCP545M
MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof
Ø 20,3 / 1,2 mm	Ø 5,5 / 18 mm	Ø 26 / 2 mm	Ø 17 / 2,4 mm	Ø 15 / 1 mm	Ø 14,8 / 0,6 mm
6.000 / 15.000	12.000 / 20.000	8.000 / 20.000	8.000 / 20.000	8.000 / 20.000	8.000 / 20.000
Verpakt per 3	Verpakt per 3	Verpakt per 1	Verpakt per 3	Verpakt per 3	Verpakt per 3



72TCP546XF	72TCP100XF	72TCP140XF	72TCP158XF	72TCP541XF	72TCP545XF
extra FIJNE korrel	extra FIJNE korrel	extra FIJNE korrel	extra FIJNE korrel	extra FIJNE korrel	extra FIJNE korrel
Ø 20,3 / 1,2 mm	Ø 5,5 / 18 mm	Ø 26 / 2 mm	Ø 17 / 2,4 mm	Ø 15 / 1 mm	Ø 14,8 / 0,6 mm
6.000 / 15.000	12.000 / 20.000	8.000 / 20.000	8.000 / 20.000	8.000 / 20.000	8.000 / 20.000
Verpakt per 3	Verpakt per 3	Verpakt per 1	Verpakt per 3	Verpakt per 3	Verpakt per 3

Speciaal ontwikkeld voor het uitwerken van o.a. **gesinterd zirkonium, keramiek**, zonder het gevaar van glans-brand. Al deze speciale rubbers hebben een langere levensduur door het hoge aandeel aan diamant. Voor de correcte verwerking van zirkonium oppervlaktes, het nauwkeurig afwerken van de zeer fijne structuren en randen van het lithiumdisilicaat en de fijnste delen van gedeeltelijke kronen, inlays en fieneers.



Alle producten op deze pagina

x halen = x betalen

 Goedkoopste
is gratis

Desinfectie LIQUID - pro

HUISMERK

Oppervlakte: Alcohol-vrij snel-desinfectie.

Voor het reinigen en desinfecteren van alle waterbestendige medische oppervlakken, objecten, instrumenten, afdruklepels en alle afdrukmaterialen zoals:

Siliconen, Hydrocolloïde, Alginaat

Vernietigt 99,99 % van alle ziekte-kiemen binnen één minuut. Is huidvriendelijk dus ook geschikt voor diegene met een allergie.



½ liter
€ X,xx
Artikel nr:
DD-720880

1 liter
€ XX,xx art.nr: DD-720881



5 LTR. SLECHTS

€ XX,xx

Art.nr: DD-720885

Nitril handschoenen - DEAL

HUISMERK



1350 nitril handschoenen
+ **GRATIS**
500 ml
desinfectie liquid of handzeep



1 x DEAL

€ XX,xx

Betatex medische NITRIL handschoenen

Latex en poeder vrij, flexibel, getextureerde micro-touch oppervlakte, goede vinger gevoeligheid, extra dun super sterk, perfecte pasvorm, universeel inzetbaar, uitstekende grip. Geschikt voor o.a. gebruik bij onderzoek patiënten en hanteren van instrumenten. **Thiuram vrij geproduceerd!**

Handschoen

Materiaal dikte:

0,09 mm

Lengte:

24 cm



PAARS

XS: 01 395
S: 01 396
M: 01 397
L: 01 398
XL: 01 399



WIT

XS: 01 375
S: 01 376
M: 01 377
L: 01 378
XL: 01 379



BLAUW

XS: 01 575
S: 01 576
M: 01 577
L: 01 578
XL: 01 579

HANDSCHOEN MATEN: XS = 5 - 5½ • S = 6 - 6½ • M = 7 - 7½ • L = 8 - 8½ • XL = 9 - 9½

Turbosil Blue

HUISMERK



Hardheid:
SHORE 23

De originele 'Additionsvernetzendes' 1:1 dupliceer silicoon ...luchtbel vrije verwerking voor een exacte en een nauwkeurige detail weergave. Stabiël, scheur vast, flexibel, vormvast, 100% krimp vrij, 100% homogeen.

Geschikt voor alle dupliceer doeleinden: met manchet of in kuwet

Spaarzaam doseren door de handige liter fles verpakking met schroefop.

Geschikt voor dupliceerdoseer-apparaat.

10 kg. (5 + 5 kg)

€ XXX,xx Art.nr: 720010Turbo

- Dichtheid: 1,1 g/cm³
- Mengtijd: ca. 25 sec.
- Verwerkingstijd: ca. 2½ min.
- Uitharding : binnen 10 min.
- Ontvormbaar na: ca. 12 min.
- 1:1 mengverhouding A en B



2 kg. (1 + 1 kg)

€ XX,xx

Art.nr: 72002Turbo

SilaPoli



Beste anti-bacterieel voorpolijstmiddel ...
dat zoals puimsteenpoeder verwerkt
wordt. **SilaPoli** is superieur ten opzichte
van de normale puimsteenpoeder.

Polijst sneller en zorgt voor nog meer glans!

Voordelen: Geen silicose risico zoals bij puimsteen + Anti-
bacteriële werking, geen vieze geur meer! + Hoge abrasieve
werking + Super gladde oppervlakte + Voordeliger en zuinig
in gebruik door meer volume (per gewicht) + Anti allergisch

HUISMERK




10 KG SLECHTS

€ XX,xx

Art.nr: DK-72010

SilaPoli Liquid



SilaPoli Liquid is een desinfecterende vloeistof,
dood bacteriën, zorg dat de puimsteen langer vochtig
blijft en beter aan de borstel hecht. De vloeistof is
handverzorgend en heeft een
subtiële appelgeur.

5 LITER

€ XX,xx

Art.nr: DK-72009-5



Voor elke puimsteenpoeder geschikt,
**optimaal resultaat met
onze SilaPoli puimsteen!**

HUISMERK



1 liter

€ X,xx

Art.nr: DK-72009-1

Afdruksilicoon



Additie vinyl silicone Dentalsil afdrukmaterialen hebben een hoge
scheursterkte, uitstekend elastisch herstel, hoge dimensionale stabiliteit.
Zijn 'Biocompatibel' werkt goed met organische kunststoffen en gips.



1:1

Cartridge á 50ml

Heavy - SHORE 62 - art.nr.: 72-1050-H á € XX,xx
Medium - SHORE 53 - art.nr.: 72-1050-M á € XX,xx
Light - SHORE 53 - art.nr.: 72-1050-L á € XX,xx
Extra Light - SHORE 53 - art.nr.: 72-1050-XL á € XX,xx
Transparant - SHORE 72 - art.nr.: 72-1050-T á € XX,xx
Bite - SHORE 95 - art.nr.: 72-1050-B á € XX,xx
Mono - SHORE 72 - art.nr.: 72-1050-Mo á € XX,xx

HUISMERK



10 Cartridges vanaf

€ XXX,xx

Duplicceergel



Ideale duplicceergel speciaal voor gips

Kleur: roze

Herbruikbaar

6 kg



TIP

HUISMERK



6 KG

€ XX,xx

Art.nr: DFS28029



Prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders aangegeven) & transportkosten, zet- en drukfouten onder voorbehoud. Aanbiedingen zijn NIET geldig in combinatie met andere aanbiedingen/acties of persoonlijke prijs-afspraken. Aanbiedingen zolang voorraad strekt en geldig t/m 31-03-2026. Product afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. Algemene leveringsvoorwaarden: <https://www.dentalsil.com>.



<https://www.dentalsil.com/webwinkel>

DENTALSIL®



dentalsil.com



info@dentalsil.nl



0495-651214



0495-652474