

DENTALSIL®

DENTIST & LABORATORY PRODUCTS



Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
36		1	2	3	4	5	6
37	7	8	9	10	11	12	13
38	14	15	16	17	18	19	20
39	21	22	23	24	25	26	27
40	28	29	30				

Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
40				1	2	3	4
41	5	6	7	8	9	10	11
42	12	13	14	15	16	17	18
43	19	20	21	22	23	24	25
44	26	27	28	29	30	31	

Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
44	30						1
45	2	3	4	5	6	7	8
46	9	10	11	12	13	14	15
47	16	17	18	19	20	21	22
48	23	24	25	26	27	28	29

■ = 15 september: Prinsjesdag

■ = 4 oktober: Dierendag

■ = 25 oktober: Wintertijd

■ = 11 november: Sint Maarten

STECO Boorhulzen

Boorhulzen voor chirurgische boorsjablonen en Digital Guided Implantation software.

Chirurgische planning boorsjablonen

Steco biedt verschillende afmetingen en soorten titanium-boorhulzen / sleeves voor gebruik in chirurgische planning boorsjablonen, verkrijgbaar in diverse hoogtes en diameters.

Digital Guided Implantation software

De gegevens van Steco boorhulzen / sleeves zijn beschikbaar in de bibliotheek van veel ***Digitale Guided Implantation*** software programma's zoals:

CoDiagnostiX, 3 shape Implant Studio, Sicat, SMOP en med3D



Enkelhuls



Dubbelhuls



Binnenhuls



Buitenhuls



Sjabloon boor



Open
buitenhuls



Geleidingshuls





Referentie
kogel




www.dentalsil.com/steco

óf SCAN
QR-CODE




Magneten voor implantaat-gedragen prothese

Zelfcentrerend
slijtage-vrij



Voordelen voor behandelaar

- De verwerking is heel gemakkelijk en eenvoudig.
- De **STECO** titaanmagneten zijn in verschillende vormen, hoogtes en trekkrachten / treksterktes voor alle implantaat systemen beschikbaar.
- **Universeel**; Voor elk implantaatsysteem de juiste magneet abutment. Verkrijgbaar en compatibel voor meer dan **60 implantaatsystemen** en wortelkappen.
- Hitte bestendig, corrosiebestendig, autoclaveerbaar.
- Zowel **chairside** als **labside** toepasbaar.



Voordelen voor patiënt



Hoge hechtcracht
Minimale magnetisme
Gesloten titaan-omhulsel

- **Eenvoudig en veilig in gebruik**; de prothese is eenvoudig in en uit te doen.
- **Zelfcentrerend**; Door de gepatenteerde hol-bol constructie glijdt de prothese altijd uit zichzelf in de goede positie. Bij steggen en drukknopverbindingen zoals kogelankers of locators moet de positie eerst gezocht worden. Dit is voor personen met een beperking van de fijne motoriek in armen en handen niet eenvoudig. Denk hierbij aan gehandicapten, ouderen, mensen met jicht, reuma, RSI, parkinson, peesletsel, of een tia.
- De STECO titaanmagneet is door de gepatenteerde hol-bol constructie slijtagevrij en heeft door de twee elkaar aantrekkende magneten een hoge fixatie-hechtcracht.
- **NOOIT** meer vervangen van bv. kapotte/~~versleten~~ matrixen, drukknoppen en stegverbindingen.
- **Rebasing NIET nodig**; een manchets wordt gebruikt tijdens de voorbereiding en zorgt voor een optimale doorbloeding van het slijmvlies waardoor het kaakbot minder tot niet snel slinkt.
- **Gemakkelijk schoonmaken**; geen plaque/etensresten door het gepolijste en vlakke oppervlakte



**Optimale hygiëne gewaarborgd,
ook voor behandelaar/verpleging!**

Meer INFO
SCAN QR-CODE

www.dentalsil.com/steco




Bestelprocedure (chairside):

STAP 1: Voor welk implantaat systeem? 'alphatech (Henry Schein), Ankylos C/X (Dentsply Implants), BoneLevel (Straumann), Brånemark (Nobel Biocare), Bredent Sky (Bredent Medical), BTI (BTI), Camlog (Camlog), Conelog (Camlog), FairImplant (FairImplant), Neoss (Neoss), Nobel Replace Trilobe Innenverbinding (Nobel Biocare), OT-F² + OT-F³ (OT Medical), OsseoSpeed TX (Astra Tech / Dentsply Implants), Screw-Vent [Zimmer Dental / Zimmer Biomet], Straumann (Straumann), XIVE / Frialit-2 (Dentsply Implants).'

STAP 2: Kies type abutment magneet: X-line, Z-line of K-line

Advies: (Onderkaak 2 x K-line) (Bovenkaak 2 x X- en/of Z-line + 2 x K-line)



STAP 3: Kies de hoogte van het abutment magneet (zie merk implantaat systeem)

STAP 4: Kies type manchets, bone-level of tisseu-level



STAP 5: Kies de bijbehorende prothese magneet: X-line Z-line K-line

STAP 6: Bestel de juiste sleutel adapter voor het implantaat systeem

De sleutel adapters van STECO zijn geschikt voor de meest populaire ratels.

Slechts 1 universele adapter nodig per X-, Z- en K-line. De universele ratel van STECO past op de X-, Z- en K-line.



Art.nr.: O.00.01.DMR20

Hand instrumenten



Lengte scalpel houder: 13 cm

Art.nr: 47-13

Art.nr: 47-12

Scalpelhouder inclusief
36 mesjes (type 11, 15 & 23)

Slechts

€ XX,xx



Prijs vanaf

€ X,xx

A

Flexibel blad

L 13,0 cm

Art.nr: L-F3

B

L 13,0 cm

Art.nr: L-F11

C

L 17,0 cm

Art.nr: L-F10

D

L 20,0 cm

Art.nr: L-F5-L

E

Flexibel blad

L 25,0 cm

Art.nr: L-F8

A € X,xx

B € X,xx

C € X,xx

D € X,xx

E € XX,xx

Turbosil Blue

HUISMERK

De originele 'Additionsvernetzendes' 1:1 dupliceer silicoon, luchtbel vrije verwerking voor een exacte en een nauwkeurige detail weergave.

Stabiel, scheur vast, flexibel, vormvast, 100% krimpvrij, 100% homogeen.

Geschikt voor alle dupliceer doeleinden: met manchet of in kuvet



2 kg

€ XX,xx

Art.nr: 72002Turbo



Eenvoudig en spaarzaam doseren door de handige liter fles verpakking met schroefdop. Tevens geschikt voor een dupliceer doseer-apparaat.

Verpakking: 1 kg A + 1 kg B

Dichtheid: 1,1 g/cm³
Mengtijd: ca. 25 sec.
Verwerkingstijd: ca. 2½ min.
Uitharding: binnen 10 min.
Ontvormbaar na: ca. 12 min.
1:1 mengverhouding A en B

Hardheid:
23 shore

1:1



Machine borstel

Ronde borstel van zwart
'**HARD**' Chungking-haar.

Speciaal geschikt voor het opruwen
en polijsten van alle diverse
tandtechnische materialen
waaronder kunststof en metaal.

Art.nr: H-148

Ø 80 mm

€ X,xx p.st.
i.p.v. € X,xx p.st.



Max 1.400 rpm

OP
=
OP

4-rijen
Kunststof kern

Machine borstel

Ronde borstel van zwart
'**HARD**' Chungking-haar.

Speciaal geschikt voor het opruwen
en polijsten van alle diverse
tandtechnische materialen
waaronder kunststof en metaal.

Art.nr: H-148 H

Ø 80 mm

€ X,xx p.st.
i.p.v. € X,xx p.st.



Max 1.400 rpm

OP
=
OP

4-rijen
Houten kern

Unieke penselen SET

De penselen zijn speciaal gemaakt om de technieken van micro layering en kleuring op zirkonium tanden af te werken. De zeer dunne synthetische borstelharen van de nieuwste generatie lijken erg op kolinsky-marter haar. Het grote voordeel is de weerstand van de punt, die niet kruit door slijtage en lang zijn kwaliteit behoudt.



- | | | |
|---------|-------------------|----------|
| € XX,xx | Art.nr: L - PL-00 | Type: 00 |
| € XX,xx | Art.nr: L - PL-0 | Type: 0 |
| € XX,xx | Art.nr: L - PL-1 | Type: 1 |
| € XX,xx | Art.nr: L - PL-4 | Type: 4 |
| € XX,xx | Art.nr: L - PL-9 | Type: 9 |
| € XX,xx | Art.nr: L - PL-12 | Type: 12 |



DEAL!

De penseel TIP kan
in het aluminium
handvat veilig
worden opgeborgen.

Complete SET

€ XX,xx

Art.nr: L-PL-KIT

Complete SET á 6 penselen (in etui):

- 3 penselen houten handvat (00, 0, 1)
- 3 penselen aluminium handvat (4, 9, 12)



↳ Penseel TIP: 4, 9 en 12

↳ Penseel TIP: 00, 0 en 1

Walra - 4-seizoenen dekbed Timeless Luxury

xx%
korting

Walra Timeless Luxury


Het hele jaar door comfortabel

- Luxe vierseizoenendekbed
- 90% eendendons en 10% eendenveren
- Zachte tijk van 100% perkal katoen
- Licht, ademend en vochtregulerend
- Twee delen: apart of samen te gebruiken
- Wasbaar tot 60 °C en geschikt voor de droger
- Downpass- en Nomite-gecertificeerd

Direct bestellen?
Scan de QR-code



Zolang de voorraad strekt



Walra®
Since 1873

Een rijke geschiedenis van comfort voor bed-
en badtextiel van hoogwaardige kwaliteit.

Bij een minimale besteding van slechts € xx,- uit het hele assortiment van Dentalsil ontvang je van ons een persoonlijke kortingscode van **xx%** voor de dekbedden van Walra 'Timeless Luxury 4-seizoenen'.
Direct bestellen of wilt u meer informatie hebben... check onze website:
<https://dentalsil.com/walra>

LET OP!
actie geldig t/m
15 november
2026

Nitril handschoenen

Latex en poeder vrij, flexibel, getextureerde micro-touch oppervlakte, goede vinger gevoeligheid, extra dun, super sterk, perfecte pasvorm, universeel inzetbaar, uitstekende grip, Geschikt voor o.a. gebruik bij onderzoek patiënten en hanteren van instrumenten.

- **Materiaal dikte 0,09 mm**

- **lengte 24cm**

HANDSCHOEN MATEN: XS = 5 - 5½ ● S = 6 - 6½ ●

M = 7 - 7½ ● L = 8 - 8½ ● XL = 9 - 9½

1500 handschoenen
€ XXX,xx



Handschoenen ook per los doosje verkrijgbaar behalve XS en XL, deze gaan per omdoos á 1500 stuks.



Art.nr's:

WIT	BLAUW
XS:01 375	XS:01 575
S: 01 376	S: 01 576
M: 01 377	M: 01 577
L: 01 378	L: 01 578
XL:01 379	XL:01 579



Neopreen handschoenen

Beste ALLROUND handschoenen

Flexibel en biologische bescherming zoals latex. Chemische resistentie zoals nitril. Weers- olie en verouderings bestendig, super sterk en scheurvast. Poeder vrij, flexibel, vinger gevoeligheid.

Alle handschoenen: Thiuram vrij geproduceerd

- **Materiaal dikte 0,16 mm**

- **Lengte 25cm**

Ook per losdoosje verkrijgbaar behalve XS en XL

1000 handschoenen
€ XXX,xx



LILA

Artikelnr:
XS:01 770
S: 01 771
M: 01 772
L: 01 773
XL:01 774

Super
dik
met

micro
touch

Bakje bedrukt of onbedrukt

Dental box + insert



Kenmerken, afm in cm:

H6,5 Ø8,3 Ø7,5 insert

Gewicht: 59 gr.

Kleuren:



500 st. bedrukt
€ XXX,-

50 st. onbedrukt
€ XXX,xx

Ortho box M



Kenmerken, afm in cm:

H4,5 B8,0 D7,0

Gewicht: 36 gr.

Kleuren:



500 st. bedrukt
€ XXX,-

100 st. onbedrukt
€ XX,xx

Ortho box S



Kenmerken, afm in cm:

H2,7 B7,6 D6,7

Gewicht: 25 gr.

Kleuren:



500 st. bedrukt
€ XXX,-

100 st. onbedrukt
€ XX,xx

K&B box S



Kenmerken, afm in cm:

H2,0 B3,5 D3,5

Gewicht: 7 gr.

Kleuren:



500 st. bedrukt
€ XXX,-

50 st. onbedrukt
€ XX,xx

K&B box L



Kenmerken, afm in cm:

H2,2 B5,6 D4,3

Gewicht: 14 gr.

Kleuren:



500 st. bedrukt
€ XXX,-

50 st. onbedrukt
€ XX,xx

Polijstrubbers voor kunststof



Artikel nummer	72EPR104C	72EPR160C	72EPR163C	72EPR104M	72EPR160M	72EPR163M
Korrel structuur	GROF	GROF	GROF	MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof
(Afm.) Breed / Hoog	Ø 10 / 20,5 mm	Ø 10 / 24 mm	Ø 15 / 18 mm	Ø 10 / 20,5 mm	Ø 10 / 24 mm	Ø 15 / 18 mm
Optimaal / Max.	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000	6.000 / 20.000
Aantal in verpakking	10 100	10 100	10 50	10 100	10 100	10 50



Check ook onze webwinkel voor het ruime assortiment aan roterende instrumenten
<https://www.dentalsil.com/webwinkel>



Afwerken van zachte kunststof (soft-tisseu / thermoplast)

10 st. € XX,XX




6.000 / 20.000 rpm

Art.nr.: DFS800606

Ca. Ø 26 mm
 Ca. 3 mm
 incl. 1 mandrel
 Art.nr.: DFS800605

Flexibele en zeer slijtvaste non-woven instrumenten voor het ontbramen en gladmaken van zachte materialen, kunststoffen, spalken en ondersteunende bevestigingen in 3D-printen & siliconen.

Polijst instrumenten voor alle 'HARDE' kunststoffen



Ultieme hoogglans SET

Met het handstuk elk type kunststof oppervlakte op hoogglans brengen



Art.nr.: XPL 628

Afm.: 45x23x23 mm
 Art.nr.: XPL Paste02/40

SET: 1 polijstblokje + 5 handstuk polijster

€ XX,XX

Art.nr.: XPL 628/Paste

Flexibele dunne kunststof slijpschijven

Coating aan één zijde. Ruimte creëren tussen elementen. Ideaal voor het verwijderen/bewerken van contouren en gladmaken van kunststoffen en composieten. SET 3 mandrellen + 15 schijven



1 x SET

€ XX,XX

Art.nr.: DFS800558

Diamant pasta

Hoogglans-middel



Extreem hoog
aandeel diamant



20 gr.

Zirkon Brite diamant pasta is tot 3 maal achtereenvolgende jaren als het beste dentale product gekozen..., uitstekende eigenschappen bovendien zijn de polijstresten zeer eenvoudig te verwijderen.

Wordt geleverd incl. 1 HP geitenhaarborsteltje Ø 19mm

Zirkon Brite polijst: - Keramiek - Zirkonium LiSi2 - Titanium - RVS (edelstaal) - Platinum (950)



1 potje à 20 gram

€ XX,xx

Art.nr: 11701000


Diamantschijf

Gegalvaniseerd



Fijne
korrel

Ø
45mm



€ XX,xx

Art.nr: DFS154522

Gips-
slijpschijf

Verpakking: 1stuk



€ XX,xx

Art.nr: DFS122219

Verp.:
3 stuk

Flex
schijf

Fijne
korrel

Polijsten en bewerken van: Keramiek & Zirkonium

NR1 Best getest

Met diamant
geïmpregneerd

Ook verkrijgbaar in de
korrel-structuur:

Extra grof
Grof
Middel
Fijn

3 stuks € XX,xx	3 stuks € XX,xx	1 stuk € XX,xx	3 stuks € XX,xx	3 stuks € XX,xx	3 stuks € XX,xx
72TCP546M	72TCP100M	72TCP140M	72TCP158M	72TCP541M	72TCP545M
MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof	MIDDEL grof
Ø 20,3 / 1,2 mm	Ø 5,5 / 18 mm	Ø 26 / 2 mm	Ø 17 / 2,4 mm	Ø 15 / 1 mm	Ø 14,8 / 0,6 mm
6.000 / 15.000	12.000 / 20.000	8.000 / 20.000	8.000 / 20.000	8.000 / 20.000	8.000 / 20.000
Verpakt per 3	Verpakt per 3	Verpakt per 1	Verpakt per 3	Verpakt per 3	Verpakt per 3

Slijpen en bewerken van: Keramiek & Zirkonium

1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx	1 stuks € XX,xx
72MCP191M	72MCP538M	72MCP151M	72MCP219M	72MCP153M	72MCP138M	72MCP239M	72MCP133M	72MCP132M
MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL	MIDDEL
Ø 12,3 / 10 mm	Ø 3,5 / 10,8 mm	Ø 12 / 8,1 mm	Ø 22 / 3 mm	Ø 6 / 3,5 mm	Ø 4 / 11 mm	Ø 22 / 2,2 mm	Ø 6,5 / 13 mm	Ø 4,8 / 13 mm
"10 / 20.000"	"10 / 20.000"	"10 / 20.000"	"8 / 20.000"	"6 / 20.000"	"20 / 30.000"	"8 / 20.000"	"15 / 20.000"	"20 / 30.000"

6 kanten = 5 bolten

SilaPoli - puimsteen

Het volume inhoud van het beste anti-bacterieel voor-
polijstmiddel wordt nu verpakt en verstuurd in **9 kg.**

SilaPoli dat zoals puimsteenpoeder verwerkt wordt en is
superieur ten opzichte van de normale puimsteenpoeder.

Voordelen: Geen silicose risico zoals bij puimsteen

+ Anti-bacteriële werking, geen vieze geur meer! +
Hoge abrasieve werking + Super gladde
oppervlakte + Voordeliger en zuinig in gebruik door
meer volume (per gewicht) + **Anti allergisch**

Polijst sneller en zorgt voor nog meer glans!

SCAN QR-CODE



€ XX,XX

Art.nr: DK-72010



SilaPutty

HUISMERK

Ook veranderen wij de verpakking eenheid van onze vertrouwde en enige echte originele **1:1 SilaPutty** met zijn superieure eigenschappen en exacte detail weergave.

Onze SilaPutty is de enige echte twee componentensilicoon, gegarandeerd zonder tetraethylsilicaat. Geen handschoenen meer nodig, plakt niet aan de handen, is soepel kneedbaar en makkelijk te doseren. Bovendien is onze **1:1 SilaPutty** scanbaar (voor de meeste optische scanners), kookvast, vorm-vast, 100% homogeen en zuinig in gebruik.

Bevat geen vul-materiaal of schadelijke inhoudsstoffen!

Mengverhouding: **1:1**

TIP

De beste verpakking voor op de werktafel

**4 kg SilaPutty =
2 kg A + 2 kg B**

Soft = iets zachter kneedbaar t.o.v. Standaard

● **50 kg (25+25) = nu 40 kg (20+20)**

SCAN QR-CODE



SilaPutty standaard

art.nr's:

- 4kg.: **72004** € XX,xx
- 20kg.: **720020** € XXX,xx
- 40kg.: **720040** € XXX,xx

SilaPutty soft

art.nr's:

- 4kg.: **72004-S** € XX,xx
- 20kg.: **720020-S** € XXX,xx
- 40kg.: **720040-S** € XXX,xx

Meng-tijd: 30 sec ● Verwerkings-tijd: 90 sec ● Uithard-tijd: 240 sec

Klasse IV super hard gips *klassieke methode*

Ideaal voor: tand kransen, stomp-modellen, implantaat-, frame, meester- controle-modellen, uitgieten afdruckmaterialen.



4 x 5 kg RockSTAR

€ XXX,xx

Rockstar in de kleur **goudbruin**, de perfecte basis voor perskeramiek.

Kenmerken RockSTAR:

- Hardheid 320 N/mm2
- Opaak scanbaar
- Ontvormbaar na 25 min.
- Superfijne korrelstructuur
- Gladde oppervlakte
- Geen afsplintering bij prepareren
- Vacuum mixen
- Luchtbelvrij
- Tixotroop
- Vloeibaar bij lichte trilling
- Expansie DIN 0,06%

Voor alle afdruckmaterialen geschikt!



Licht grijs



Creme



Goudbruin



Naturel

→ ● **Kleur:** Licht grijs
Art.nr: K4-1122200

→ ● **Kleur:** Creme
Art.nr: K4-1120200

→ ● **Kleur:** Goudbruin
Art.nr: K4-1124200

→ ● **Kleur:** Naturel
Art.nr: K4-1123200

PrintROCK 3D vloeistof *digitale methode*

CAD/CAM

Lichtuithardende kunststof

Voor de uiterst nauwkeurige productie van modellen met behulp van 3D-printtechnologie.

Zeer vergelijkbaar met gips bij verdere verwerking. Frezen/boren zonder smeren of splinteren.

- Compatible met veel merken!

Art.nr.:
 ■ Grijs: 28103010
 ■ Wit: 28101010
 ■ Goud: 28104010
 ■ Ivoor: 28102010

1 liter vanaf:

€ XX,xx

5% korting
bij 6 x 1 liter.



Scanbaar

Inhoud: 1000 gr.



KFO gips

Hardheid 160 N/mm² Expansie 0,1 %

Art.nr: K4-02501200



20 kg

Slechts € XX,xx

Hardgips - Anti-allergisch - bevat geen formaldehyde zoals al onze gipsen, Homogeen, Opaak, Tixotroop, Splintert niet, super gladde oppervlakte. **Geschied voor:** Orthodontische modellen, werk en diagnostische modellen, evenals alle werken voor een hogere oppervlaktehardheid (kunststof techniek / reparatie-modellen / tegenbeten / persen.). **Kleur:** Super-wit

Mengverhouding 100 gr.: 27 ml. water

Meng tijd: 30 sec.

Hardheid 160 N/mm²

Verwerkingstijd: 4½ min.

Expansie DIN: 0,1%



Scan QR code
voor de webwinkel

Sprint

ARTICULATIE GIPS

20 kg

€ XX,xx

Art.nr: K4-03101200



Laagste uitzetting voor meer precisie bij het articuleren. Hogere eindhardheid voor randstabile split-cast. Romige, stevige consistentie. Snelle instelling. Supergladde oppervlakken. **Kleur:** sneeuw wit

Mengverhouding 100 gr.: 30 ml. water

Meng tijd: 20 sec.

Hardheid 70 N/mm²

Verwerkingstijd: 3 min.

Expansie DIN: 0,03%

Rock Mountain

Hardheid 310 N/mm² Expansie 0,06 %

20 kg

€ XXX,xx

→ ●
Kleur:Sahara

Art.nr:K4-1103200

→ ●
Kleur:Oranje

Art.nr:K4-1105200

→ ●
Kleur:Pastel geel

Art.nr:K4-1109200

→ ●
Kleur:Grijs

Art.nr:K4-1107200



- Verpakking: **4 x 5 kg**
- Scanbaar - opaak
- Beste thixotrope vloeieigenschappen
- 25% hogere buigsterkte
- Precies en stabiel
- Afbindexpansie na 2 uur afgesloten

Vario Plus

Hardheid 180 N/mm² Expansie 0,08 %

25 kg

€ XXX,xx

→ ●
Kleur:Mint

Art.nr:K4-2107250

→ ●
Kleur:Wit

Art.nr:K4-2101250

→ ●
Kleur:Mocca

Art.nr:K4-2113250



- Verpakking: **25 kg**
- Superhardgips
- Gladde oppervlakte
- Romige substantie
- Verhoogde randstabiliteit
- Splintervrij zagen/slijpen
- Hoge eindhardheid
- Verwerkingstijd: 7 min.

Hardgips

Hardheid 120 N/mm² Expansie 0,15 %

25 kg

€ XX,xx

★ **Vanilla STAR**



Vanille

Art.nr: K4-04340250

★ **Green STAR**



Groen

Art.nr: K4-04370250

★ **Wit STAR**



Wit

Art.nr: K4-04390250

★ **Yellow STAR**



Geel

Art.nr: K4-04350250

★ **Blue STAR**




Blauw

Art.nr: K4-04310250

Relinings-materiaal 1:1

HUISMERK



Shore A 27

Zachtblijvend bio compatibel prothese rebasings materiaal op **A-siliconen** basis.

De speciale adhesie leidt tot een vaste moleculaire verbinding van de A-siliconen met het heet- of koude polymeriserende prothese materiaal op methacrylaat basis.



1 cartridge + 6 tips

€ XX,xx

Art.nr: PUK4010

NR1 Best getest soft tissue

Voor directe en indirecte verwerking

Art.nr: PUK4010

Verpakking

- 1 x 50ml cartridge
- 6 x mengtips


€ XX,xx

Mengverhouding 1:1

Los verkrijgbaar:

1 x 5ml adhesief € XX,xx

Art.nr: PUA4020



Direct in de mond of op het gips model.

Relinings-materiaal

Permanent HARD

reliningmateriaal op acrylaatbasis (methacrylaat). Het is vrij van methylmethacrylaten en wordt goed verdragen. Sterke hechting + hoog draag comfort gegarandeerd.

€ XX,xx

1 x SET

Geïndiceerd voor de bekleding van kunstgebitten, reparaties van kunstgebitten en om de effecten van oppervlakteverslechtering van de prothese te compenseren.

Verpakking SET:

- 1 x mengspuit á 10ml • 5 x mengtips
- 1 x 3ml adhesief



Art.nr: PUMA5000

Shore: **A 70**

Mengverhouding 1:10

Gingiva soft 1:1

Kant & klaar flexibel tandvlees-mask.

1 x 50 ml

€ XX,xx

Uithard 8:00min

Mengtijd 2:00min



SHORE
45

72-1050-GZ

5 ml separatie vloeistof, geschikt voor gingiva SOFT + HARD



1 x 5 ml

€ X,xx

Afdrukmetaal 1:1

Dentalsil Additie vinyl silicone:

Hoge scheursterkte, uitstekend elastisch herstel, hoge dimensionale stabiliteit.

'Biocompatibel' werkt goed met organische kunststoffen en gips.

10 cartridges

SLECHTS

€ XXX,xx

Cartridge á 50ml

Prijs per cartridge: € xx,xx



MONO	HEAVY	MEDIUM	LIGHT	X-LIGHT	BITE	TRANSPARANT
Mengtijd 2:00min Mondduur 2:30min	Mengtijd 2:30min Mondduur 1:30min	Mengtijd 2:00min Mondduur 2:30min	Mengtijd 1:30min Mondduur 1:30min	Mengtijd 1:30min Mondduur 1:30min	Mengtijd 0:45min Mondduur 1:00min	Mengtijd 0:30min Mondduur 1:30min
SHORE 72	SHORE 62	SHORE 53	SHORE 53	SHORE 53	SHORE 95	SHORE 72
72-1050-MO	72-1050-H	72-1050-M	72-1050-L	72-1050-XL	72-1050-B	72-1050-T

CAD/CAM: 3D vloeistof



Surgical Guide Transparant

De 3D Liquid is een zeer sterke tandheelkundige vloeistof voor 3D-geprinte implantaatgeleiders. De vloeistof heeft een hoge mechanische sterkte en stabiliteit, waardoor deze voldoet aan de eisen voor geleidermaterialen. De geprinte modellen zijn gemakkelijk te polijsten en hebben een lage waterabsorptie. De oppervlakte kwaliteit van de geprinte modellen is ook uitstekend, met heldere en transparante kleuren voor een gemakkelijke inspectie van de mondholt.



Heldere en transparante kleur



1 x 1000ml: € XXX,-

3 x 1000ml: € XXX,-

SG100 Surgical Guide Resin

Shake well before use

Please avoid direct sunlight or glare
Operating environment: 20-28°C, Dry, Avoid light



CAD/CAM: 3D vloeistof

3D Liquid, speciaal ontwikkeld voor tijdelijke kroon- en brugmodellen (voor op model). Bootst de natuurlijke textuur en kleur van tanden na. Geurloos en smaakloos na reiniging en uitharding. Hoge oppervlaktehardheid (>80D) met sterke krasbestendigheid na uitharding.

Het natuurlijke uiterlijk van tanden
Hoge precisie bij het vormen
Hoge oppervlaktehardheid (>80D)
Goede krasbestendigheid
Geschikt voor:

- Tijdelijke kronen
- Tijdelijke brug
- Diagnose van een gebitsprothese

Kleur: A1

1 x 1000ml: € **XXX,-**

3 x 1000ml: € **XXX,-**



Lepels: Voor het personaliseren van functieafdrukken. Het model heeft een glad oppervlak, een hoge detail weergave en een zeer nauwkeurige vormgeving; het is sterk en taai, met een zekere slagvastheid; geschikt voor alle soorten afdrukmateriaal.

Zeer nauwkeurige vormgeving
Goede sterkte en taaiheid

**Kleur:
Grijs**

1 x 1000ml:

€ **XX,-**

6 x 1000ml:

€ **XXX,-**



Speciaal tandheelkundig hars, geschikt voor het 3D-printen van zeer nauwkeurige tandmodellen. Glad modeloppervlak, goede modeltextuur, hoge detailweergave, hoge vormnauwkeurigheid; Dental Restoration Model Resin heeft een lage krimp (<0,5%) en een goede vormvastheid.

Hoge oppervlaktehardheid (>80D); goede krasbestendigheid na nabewerking; goede sterkte en taaiheid, tandheelkundige restauratiemodelhars is bestand tegen bepaalde stoten; deze tandheelkundige hars heeft een hoge dimensionale stabiliteit en geringe vervorming voor langdurige bewaring (binnen 7 dagen), waardoor de nauwkeurigheid bij herhaalde extracties gewaarborgd is.

Kleur: Beige

Verpakking: 1000 ml fles

Beschikbare parameters voor: Elegoo (Saturn, Mars 2 Pro, Mars 3) - Anycubic Photon Mono (X, 4K, SE) - AnyCubic Ultra - Voxlab Proxima (6.0, 8.9) - Phrozen Sonic Mighty 4K - Nova3D whale2 - Creality (Halot One, LD006).

1 x 1000ml:

€ **XX,-**

6 x 1000ml:

€ **XXX,-**





Dentalsept heet voortaan **Desinfectie LIQUID - pro**

HUISMERK

Oppervlakte: Alcohol-vrij snel-desinfectie.

Voor het reinigen en desinfecteren van alle waterbestendige medische oppervlakken, objecten, instrumenten, afdruklepels en alle afdrukmaterialen zoals:

Siliconen, Hydrocolloïde, Alginaat

Vernietigt 99,99 % van alle ziekte-kiemen binnen één minuut. Is huidvriendelijk dus ook geschikt voor diegene met een allergie.



½ liter
€ X,xx
Artikel nr:
DD-720880

1 liter
€ XX,xx
artikel nr.: DD-720881



5 LTR. SLECHTS

€ XX,xx

Art.nr: DD-720885

Reinigings setje

HUISMERK



In de **mini ultrasonic** met zijn ca. 17.000 trillingen per minuut wordt elke prothese binnen de kortste tijd schoon, zelfs tandsteen, nicotine en andere verkleuringen hebben in de mini ultrasonic geen schijn van kans.

Het bijpassende reinigings poeder is chloorvrij, bleekt de prothese-kunststof niet en tast de weekmaker in de prothese niet aan zoals de meeste andere prothese- reinigings middelen wel doen.



Inhoud SET: 1 x reinigings-apparaat
2 x zakje reinigings-poeder incl. mini borsteltje



1 x SET

€ XX,xx

Art.nr: DH-0011

Reinigings poeder

HUISMERK



Schoonmaken van o.a.: bitje (sport, apneu, snurk, knars, orthodontie), partiële prothese (gedeeltelijk kunstgebit), flexibele prothese (thermoplast), opzetstuk tandenborstel, beugel (uitneembaar), prothese (kunstgebit).

Bestanddelen:

Magnesium Carbonate, Mint Flavor, Potassium Bisulfate, Potassium Peroxymonosulfate, Potassium Sulfate, Sodium Citrate, Trisodium Salt of citric Acid.



zakjes á 7 gram



1 doosje á 12 zakjes

€ XX,xx

Art.nr: DH-0013

Gebitsborstels

HUISMERK

Anti Slip op het handvat voor een nog betere grip en middel zachte borstel haren voor veilig poetsen van o.a. zachte delen.

Gebruik de gebitsborstel voor het schoonmaken van:

- bitje (sport, apneu, snurk, knars, orthodontie)
- partiële prothese (gedeeltelijk kunstgebit)
- flexibele prothese (thermoplast)
- beugel (uitneembaar)
- prothese (kunstgebit)

BESTE KEUZE

100st



16 cm



100 gebitsborstels

€ XXX,xx

Art.nr: DD-0012-100

Beste lappenschijf i.c.m. SilaPoli (puimsteen)

Lange levensduur!



Nieuwe manier van (voor)polijsten met een lappenschijf **Geïmpregneerd puur katoen (micro vezel)**

Zonder het beschadigen van kunststof elementen

Geschikt voor het snel voorpolijsten van o.a. prothese kunststoffen.

afelt niet en pilt niet

Voor diep in het palatum

Gebruik hiervoor Ø 60mm met een kleinere kern




1 x lappenschijf

€ XX,xx

Art.nr: PO-1001/8-H

SilaPoli Liquid

HUISMERK



SilaPoli Liquid is een desinfecterende vloeistof, dood bacteriën, zorgt dat de puimsteen langer vochtig blijft en beter aan de borstel hecht. De vloeistof is handverzorgend en heeft een subtiele appelgeur.

5 LITER

€ XX,xx

Art.nr: DK-72009-5



Voor elke puimsteenpoeder geschikt, **optimaal resultaat met onze SilaPoli puimsteen!**



1 liter

€ X,xx

Art.nr: DK-72009-1

Parodont Gel

Hersteld, geneest, voorkomt:

Prothese drukplekken, Aften, Ontstoken tandvlees, Herpes,

Prijs per tube
€ x,xx

1 display =
30 tubes

€ XXX,xx



- ☑ Effectieve tandvleesverzorging
- ☑ Bacterie remmend/bestrijdend
- ☑ Virus remmend/bestrijdend
- ☑ Ontstekingsremmend
- ☑ Tegen schimmel
- ☑ Desinfecterend
- ☑ Pijn verlagend



Art.nr: 7210-30

Reinigings apparaat

Het compacte ultrasonice apparaat dringt diep door in de spleten van het kunstgebit en verwijdert efficiënt verontreinigingen zonder schade aan te richten. Heeft maar liefst **42.000 trillingen** en een **UV-C licht** in de deksel.

Afmetingen: H90 x B120 x D100 mm

UV-C-licht: **desinfecteert / steriliseert**

Summer DEAL

€ XX,xx

24W, 220-240V



RVS tank

tot 200ml

5 min. timer

USB-C
aansluiting

Art.nr: 72-0019



Prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders aangegeven) & transportkosten, zet- en drukfouten onder voorbehoud. Aanbiedingen zijn NIET geldig in combinatie met andere aanbiedingen/acties of persoonlijke prijs-afspraken. Aanbiedingen zolang voorraad strekt en geldig t/m 30-11-2026. Product afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. Algemene leveringsvoorwaarden: <https://www.dentalsil.com>.



<https://www.dentalsil.com/webwinkel>

DENTALSIL®



[dentalsil.com](https://www.dentalsil.com)



info@dentalsil.nl



0495-651214



0495-652474