

DENTALSIL®

DENTIST & LABORATORY PRODUCTS



Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
27			1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12
29	12	14	15	16	17	18	19
30	20	21	22	23	24	25	26
31	27	28	29	30	31		

Week	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
31	31					1	2
32	3	4	5	6	7	8	9
33	10	11	12	13	14	15	16
34	17	18	19	20	21	22	23
35	24	25	26	27	28	29	30

Zomer-vakantie (onderwijs) per regio: **Noord** 04-07 t/m 16-08 **Midden** 18-07 t/m 30-08 **Zuid** 11-07 t/m 23-09



Stadler Form

Check pagina 8

Sangean radio's

SANGEAN Sinds 1974 Een absoluut gerenommeerd, degelijk betrouwbaar radio merk. Het Taiwanese bedrijf staat wereldwijd bekend om zijn uitstekende robuuste bouwkwaliteit en uitzonderlijke geluidskwaliteit. Blinkt uit in de gevoeligheid van de tuner wat zorgt voor een stabiel en glashelder ontvangst (zowel AM, FM als DAB+) zelfs onder lastige omstandigheden.

Wij hebben alvast twee portable radio's mogen testen en zijn onder de indruk over de prestaties. De ideale metgezel voor ontelbare momenten:



Afmetingen: D 64 x B 237 x H 148 mm, gewicht 0,87kg

Sangean WFR-28BT beste portable radio met de nieuwste techniek, oneindig veel functionaliteiten en aansluitmogelijkheden waarbij zelfs een 7-EQ niet ontbreekt.



Afmetingen: D 101 x B 203 x H 113 mm, gewicht 0,9kg

Sangean MMR-99DAB beste NOOD-radio met de nieuwste techniek, oneindig veel functionaliteiten en aansluitmogelijkheden.

Een must-have voor elk huishouden.



**XX%
korting**

SANGEAN

De meeste internetradio's die Sangean produceert, zijn compatibel met de UNDOK-app.

Bij een minimale besteding van slechts € xx,- uit het hele assortiment van Dentasil ontvang je van ons een persoonlijke kortingscode van **xx%** voor de "Sangean" WFR-28BT portable radio en de MMR-99DAB noodradio. Direct bestellen of wilt u meer informatie hebben? check onze website:

<https://dentasil.com/sangean>

Scan QR code voor meer info



CAD/CAM: 3D vloeistof

3D Liquid, speciaal ontwikkeld voor tijdelijke kroon- en brugmodellen (voor op model). Bootst de natuurlijke textuur en kleur van tanden na. Geurloos en smaakloos na reiniging en uitharding. Hoge oppervlaktehardheid (>80D) met sterke krasbestendigheid na uitharding.

Het natuurlijke uiterlijk van tanden
Hoge precisie bij het vormen
Hoge oppervlaktehardheid (>80D)
Goede krasbestendigheid
Geschikt voor:

- Tijdelijke kronen
- Tijdelijke brug
- Diagnose van een gebitsprothese

Kleur: A1

1 x 1000ml: € **XXX,-**

3 x 1000ml: € **XXX,-**



Lepels: Voor het personaliseren van functieafdrukken. Het model heeft een glad oppervlak, een hoge detail weergave en een zeer nauwkeurige vormgeving; het is sterk en taai, met een zekere slagvastheid; geschikt voor alle soorten afdrukmateriaal.

Zeer nauwkeurige vormgeving
Goede sterkte en taaiheid

**Kleur:
Grijs**

1 x 1000ml:

€ **XX,-**

6 x 1000ml:

€ **XXX,-**



Speciaal tandheelkundig hars, geschikt voor het 3D-printen van zeer nauwkeurige tandmodellen. Glad modeloppervlak, goede modeltextuur, hoge detailweergave, hoge vormnauwkeurigheid; Dental Restoration Model Resin heeft een lage krimp (<0,5%) en een goede vormvastheid.

Hoge oppervlaktehardheid (>80D); goede krasbestendigheid na nabewerking; goede sterkte en taaiheid, tandheelkundige restauratiemodelhars is bestand tegen bepaalde stoten; deze tandheelkundige hars heeft een hoge dimensionale stabiliteit en geringe vervorming voor langdurige bewaring (binnen 7 dagen), waardoor de nauwkeurigheid bij herhaalde extracties gewaarborgd is.

Kleur: Beige

Verpakking: 1000 ml fles

Beschikbare parameters voor: Elegoo (Saturn, Mars 2 Pro, Mars 3) - Anycubic Photon Mono (X, 4K, SE) - AnyCubic Ultra - Voxlab Proxima (6.0, 8.9) - Phrozen Sonic Mighty 4K - Nova3D whale2 - Creality (Halot One, LD006).

1 x 1000ml:

€ **XX,-**

6 x 1000ml:

€ **XXX,-**



CAD/CAM: 3D vloeistof



Surgical Guide Transparant

De 3D Liquid is een zeer sterke tandheelkundige vloeistof voor 3D-geprinte implantaatgeleiders. De vloeistof heeft een hoge mechanische sterkte en stabiliteit, waardoor deze voldoet aan de eisen voor geleidermaterialen. De geprinte modellen zijn gemakkelijk te polijsten en hebben een lage waterabsorptie. De oppervlakte kwaliteit van de geprinte modellen is ook uitstekend, met heldere en transparante kleuren voor een gemakkelijke inspectie van de mondholt.



Heldere en transparante kleur

1 x 1000ml: € **XXX,-**

3 x 1000ml: € **XXX,-**

SG100 Surgical Guide Resin

Shake well before use

Please avoid direct sunlight or glare
Operating environment: 20-28°C, Dry, Avoid light



Hand instrumenten

TIP

Lengte scalpel houder: 13 cm

Art.nr. 47-13

Art.nr. 47-12

Scalpelhouder inclusief
36 mesjes (type 11, 15 & 23)

Slechts

€ XX,xx



Prijs vanaf

€ X,xx

A



L 13,0 cm

Art.nr: L-F3


B



L 13,0 cm

Art.nr: L-F11

C



L 17,0 cm

Art.nr: L-F10

D



L 20,0 cm

Art.nr: L-F5-L

E



Flexibel blad

L 25,0 cm

Art.nr: L-F8

A € X,xx

B € X,xx

C € X,xx

D € X,xx

E € XX,xx

Turbosil Blue

HUISMERK

De originele 'Additionsvernetzendes' 1:1 dupliceer silicoon, luchtbel vrije verwerking voor een exacte en een nauwkeurige detail weergave.

Stabiel, scheur vast, flexibel, vormvast, 100% krimpvrij, 100% homogeen.

Geschikt voor alle dupliceer doeleinden: met manchet of in kuvet



2 kg

€ XX,xx

Art.nr: 72002Turbo



Eenvoudig en spaarzaam doseren door de handige liter fles verpakking met schroefdop. Tevens geschikt voor een dupliceer doseer-apparaat.

Verpakking: 1 kg A + 1 kg B

Dichtheid: 1,1 g/cm³

Mengtijd: ca. 25 sec.

Verwerkingstijd: ca. 2½ min.

Uitharding : binnen 10 min.

Ontvormbaar na: ca. 12 min.

1:1 mengverhouding A en B

Hardheid:
23 shore

1:1

SilaPoli - puimsteen

Het volume inhoud van het beste anti-bacterieel voor-
polijstmiddel wordt nu verpakt en verstuurd in **9 kg.**

SilaPoli dat zoals puimsteenpoeder verwerkt wordt en is
superieur ten opzichte van de normale puimsteenpoeder.

Voordelen: Geen silicose risico zoals bij puimsteen
+ Anti-bacteriële werking, geen vieze geur meer! +
Hoge abrasieve werking + Super gladde
oppervlakte + Voordeliger en zuinig in gebruik door
meer volume (per gewicht) + **Anti allergisch**

Polijst sneller en zorgt voor nog meer glans!

SCAN QR-CODE



€ XX,xx

Art.nr: DK-72010



SilaPutty

HUISMERK

Ook veranderen wij de verpakkins eenheid van onze vertrouwde en enige echte originele **1:1 SilaPutty** met zijn superieure eigenschappen en exacte detail weergave.

Onze SilaPutty is de enige echte twee componentensilicoon, gegarandeerd zonder tetraethylsilicaat. Geen handschoenen meer nodig, plakt niet aan de handen, is soepel kneedbaar en makkelijk te doseren. Bovendien is onze **1:1 SilaPutty** scanbaar (voor de meeste optische scanners), kookvast, vorm-vast, 100% homogeen en zuinig in gebruik.

Bevat geen vul-materiaal of schadelijke inhoudsstoffen!

Mengverhouding: **1:1**

TIP

Voorbeeld verpakkingseenheid

**4 kg SilaPutty =
2 kg A + 2 kg B**

Soft = iets zachter kneedbaar t.o.v. Standaard

10 kg (5+5) = nu 9 kg (4½+4½) ● 50 kg (25+25) = nu 40 kg (20+20)

SCAN QR-CODE



SilaPutty standaard art.nr's:

- 4kg.: **72004** € XX,xx
- 9kg.: **72009** € XXX,xx
- 20kg.: **72020** € XXX,xx
- 40kg.: **72040** € XXX,xx

SilaPutty Soft art.nr's:

- 4kg.: **72004-S** € XX,xx
- 9kg.: **72009-S** € XXX,xx
- 20kg.: **72020-S** € XXX,xx
- 40kg.: **72040-S** € XXX,xx

Meng-tijd: 30 sec ● Verwerkings-tijd: 90 sec ● Uithard-tijd: 240 sec

Stadler Form ventilatoren



FINN

Stadler Form

Jouw stijlvolle voorjaars bries

Of je nu kiest voor een compact tafelmodel of een elegante vloerventilator: **Stadler Form** ventilatoren zorgen voor een optimale luchtcirculatie en een aangenaam binnenklimaat.

Wij hebben alvast twee type ventilatoren mogen testen, de **FINN Mobile** en de **LEO**. Beide van hoge kwaliteit, strakke vormgeving en een mooie afwerking. De **FINN Mobile** is een staander die verandert kan worden als tafelmodel met hierin een accu voor 7 uur draadloos gemak. De **LEO** is het perfecte tafelmodel met een optimale 3D luchtverdeling door zowel horizontaal als verticaal te roteren.



LEO

**XX%
korting**

Deze korting geldt voor
alle producten van
Stadler Form

Check ook de **Fragrance Pins**, deze luchtverfrissers klik je eenvoudig op elke ventilator voor een heerlijke geurverspreiding.



Bij een minimale besteding van slechts € xx,- uit het hele assortiment van Dentsil ontvang je van ons een persoonlijke kortingscode van **xx% ALLE** producten (ventilatoren en toebehoren) van Stadler Form. Direct bestellen of wilt u meer informatie hebben... check onze website:
<https://dentsil.com/stadlerform>

Scan QR code voor meer info



Keramik vloeistof

HUISMERK

3K Liquid: 1 vloeistof voor alle merken!

Modelleren wordt eenvoudiger:

- Makkelijker modelleren
- Compatible: voor alle soorten keramiek poeder geschikt
- Kan vochtiger opbouwen/modelleren, keramiek blijft beter staan
- Droogproces is trager en gelijkmatiger daardoor minder krimp
- Door beter water-balans verdwijnt de vloeistof volledig bij het bakproces, gegarandeerd geen vergrijzing na het bakproces
- Betere hechting en beter eindresultaat

Keramik vloeistof voor VMK en vol-keramiek


250 ml

€ XX,xx

Art.nr: 310250

3K-liquid: Grondstof, van de zuiverste farmaceutische kwaliteit

Snel & gemakkelijk, voor perfecte modellering

Ook verkrijgbaar in een navul van 1000 ml


€ XX,xx
 Art.nr: 311000 (1ltr.)

Perfekte opbouw

K&B dental doosjes

Extra voordelig kroon&brug doosjes (evt. incl. LOGO)

K&B box S
Uw logo

Kenmerken:
H = 2,0 cm
B = 3,5 cm
D = 3,5 cm
Gewicht: 7 gr.
Kleuren:

K&B box L
Uw logo

Kenmerken:
H = 2,2 cm
B = 5,6 cm
D = 4,3 cm
Gewicht: 14 gr.
Kleuren:

 500 K&B boxen met uw eigen bedrijfsnaam/adres logo erop gedrukt voor slechts **€ xxx,-**

Onbedrukt vanaf 50 stuks.

Prijs per kleur á 50 stuks!


50 stuks (vanaf)

€ XX,xx

Onbedruk

50st
€ XX,xx

 Prijs K&B doosjes
 inclusief logo of tekst
 gebaseerd op 1 kleur
 bedrukking.

50st
€ XX,xx



Liskosil-I



Optimaal / Max.: 5.000 / 10.000 rpm

Fijnschurende polijstschiif, extra lange levensduur, fijn tot grof (gedoseerde) materiaal afname. Door de aandrukkraft te verhogen wordt veel materiaal verwijderd. **Resultaat:** altijd een fijn, licht matte oppervlakte waardoor een hoogglans polijst in veel gevallen overbodig is.

Verpakking: 6 stuks (per type) inclusief 1 mandrel
Dieptrekmaterialen, gedrukte en gefreesde kunststoffen, metalen en siliconen.

Prijs á 6 stuks vanaf

€ XX,xx

S Art.nr: 223 220

M Art.nr: 223 230

L Art.nr: 223 240

Lisko

Ø 28 mm

M



F

Maximaal: 5.000 rpm

Open structuur polijstschiif voor koeling, bewerken van zachte materialen. Lage warmteontwikkeling, smeert niet, consistente resultaten dankzij de schurende deeltjes. De schijven passen zich flexibel aan de contouren van het te bewerken oppervlak aan.

Korrelstructuur: bruin = **Grof** grijs = **Medium** wit = **Fijn**

Verpakking: 10 stuks, 4 steunschijven, 1 mandrel

Prijs per 10 stuks

€ XX,xx

G Art.nr: 223 102

M Art.nr: 223 101

F Art.nr: 223 100

Lisko-B



Ø 28 mm

Maximaal: 10.000 rpm

Voorpolijstschiif, lange levensduur, heeft een halfopen structuur, minimaal vier keer de levensduur van Lisko bruin en maakt met zijn grove korrel zowel verwijderen, afronden als egaliseren mogelijk.

Als de schijf tot op de steunschijven is afgesleten, kunnen deze worden verwijderd en kan de schijf opnieuw worden gebruikt.

Verpakking: 10 stuks, 4 steunschijven, 1 mandrel

Prijs per 10 stuks

€ XX,xx

Art.nr: 223 300

Lisko-S



Ø 28 mm

Optimaal / Max.: 5.000 / 10.000 rpm

Halfopen, gestabiliseerde structuur polijstschijven. Voorpolijsten en bewerken van zacht en het voorpolijsten van harde dieptrekmaterialen. Minimaal vier keer de levensduur van Lisko wit en maakt met zijn fijne korrel zowel verwijderen, afronden als egaliseren mogelijk.

Verpakking: 10 stuks, 4 steunschijven, 1 mandrel

Prijs per 10 stuks

€ XX,xx

Art.nr: 223 200

Liskoid



Ø 28 mm

Optimaal / Max.: 5.000 / 10.000 rpm

Liskoid is een stabiele, geperste schijf (DBGM), bij uitstek geschikt voor het voorpolijsten van smalle delen van dieptrekken platen. Voor de smalste plekken kan de schijf worden geschuurd met schuurpapier.

Verpakking: 6 stuks, 4 steunschijven, 1 mandrel

Prijs per 6 stuks

€ XX,xx

Art.nr: 223 205

Erkodent Dieptrekplaten

Materiaal	dikte	artikel nummers Ø 120 mm	
Erkodur-S helder	0,80	52 13 08 (20)	
	Erkoflex transparant met isolatie folie	1,00	58 12 10 (20) 58 42 10 (100)
	1,50	58 12 15 (10)	58 42 15 (50)
	2,00	58 12 20 (10)	58 42 20 (50)
	3,00	58 12 30 (10)	58 42 30 (50)
	4,00	58 12 40 (10)	58 42 40 (50)
	5,00	58 12 50 (10)	58 42 50 (50)
Erkoflex-95 transp. met isolatie folie	1,50	58 92 15 (10)	58 94 15 (50)
	2,50	58 92 25 (10)	58 94 25 (50)
	4,00	58 92 40 (10)	58 94 40 (50)
Erkoflex-bleach transp. met isolatie folie	1,00	58 13 10 (20)	58 43 10 (100)
	Erkolen transparant met isolatie folie	0,50	51 12 05 (20) 51 42 05 (100)
	0,60	51 12 06 (20)	51 42 06 (100)
	0,70	51 12 07 (20)	51 42 07 (100)
	0,80	51 12 08 (20)	51 42 08 (100)
	1,00	51 12 10 (20)	51 42 10 (100)
	1,50	51 12 15 (20)	51 42 15 (100)
	2,00	51 12 20 (20)	51 42 20 (100)
	3,00	51 12 30 (20)	51 42 30 (100)
Erkolign transparant met isolatie folie	1,00	54 12 10 (20)	54 42 10 (100)
	2,00	54 12 20 (10)	54 42 20 (50)
	Erkoloc-pro transp. met isolatie folie	1,00	59 51 10 (20) 59 54 10 (100)
	1,30	59 51 13 (20)	59 54 13 (100)
	2,00	59 51 20 (10)	59 54 20 (50)
	3,00	59 51 30 (10)	59 54 30 (50)
	4,00	59 51 40 (10)	59 54 40 (50)
	5,00	59 51 50 (10)	59 54 50 (50)
Erkoloc-pro blauw transparant met isolatie folie 	2,00	59 56 20 (10)	59 58 20 (50)
	3,00	59 56 30 (10)	59 58 30 (50)
	4,00	59 56 40 (10)	59 58 40 (50)
	5,00	59 56 50 (10)	59 58 50 (50)
Erkoloc-pro roze transparant met isolatie folie 	2,00	59 59 20 (10)	59 69 20 (50)
	3,00	59 59 30 (10)	59 69 30 (50)
	4,00	59 59 40 (10)	59 69 40 (50)
	5,00	59 59 50 (10)	59 69 50 (50)



Scan QR code
voor de webwinkel



Polijst SET

- 60 gr. Polijstpasta
- 1 x Splintbox
- 3 x Linnen polijst-schijven

Art.nr: 110 878



Erkobox

- Hoogte 40 mm.
- Verp. 20 Stück

Art.nr: 215 030



Splintbox

- Hoogte 25 mm.
- Verp. 20 Stück

Art.nr: 214 020

Inhoud verpakking

Erkodent Dieptrekplaten

Materiaal	dikte	artikel nummers Ø 120 mm	
Erkocryl helder 	1,50	57 12 15 (10)	57 42 15 (50)
	2,00	57 12 20 (10)	57 42 20 (50)
	2,50	57 12 25 (10)	57 42 25 (50)
Erkocryl roze	2,00	57 22 20 (10)	
Erkodur helder met isolatie folie 	0,50	52 12 05 (20)	52 42 05 (100)
	0,60	52 12 06 (20)	52 42 06 (100)
	0,80	52 12 08 (20)	52 42 08 (100)
	1,00	52 12 10 (20)	52 42 10 (100)
	1,50	52 12 15 (10)	52 42 15 (50)
	2,00	52 12 20 (10)	52 42 20 (50)
	2,50	52 12 25 (10)	52 42 25 (50)
	3,00	52 12 30 (10)	52 42 30 (50)
	4,00	52 12 40 (10)	52 42 40 (50)
	5,00	52 12 50 (10)	52 42 50 (50)
Erkodur freeze turkoois transparant met isolatie folie 	1,00	52 91 10 (20)	52 94 10 (100)
	1,50	52 91 15 (10)	52 94 15 (50)
	2,00	52 91 20 (10)	52 94 20 (50)
	2,50	52 91 25 (10)	52 94 25 (50)
	3,00	52 91 30 (10)	52 94 30 (50)
Erkodur tandkleur 0M1 met isolatie folie 	0,60	52 61 06 (20)	
	1,00	52 61 10 (20)	
	1,50	52 61 15 (10)	
	2,00	52 61 20 (10)	
Erkodur tandkleur A1 met isolatie folie 	0,60	52 22 06 (20)	
	1,00	52 22 10 (20)	
	1,50	52 22 15 (10)	
	2,00	52 22 20 (10)	
Erkodur tandkleur A2 met isolatie folie 	0,60	52 23 06 (20)	
	1,00	52 23 10 (20)	
	1,50	52 23 15 (10)	
	2,00	52 23 20 (10)	
Erkodur tandkleur A3 met isolatie folie 	0,60	52 62 06 (20)	
	1,00	52 62 10 (20)	
	1,50	52 62 15 (10)	
	2,00	52 62 20 (10)	



Prijs
check,

online
bestellen?
SCAN
QR code



↑ Inhoud verpakking

Erkoskin 50 ml

€ XX,xx

Art.nr: 625 050



Zelfhardende beschermfolie.

Erkoskin voor stompmodellen, spacer voor bleeklepels, bescherming gingivalmarge. Blijvend elastisch, zuur- en basebestendig, scheurvast, verwijderbaar zonder resten, sneldrogend.



↑ Inhoud verpakking

Erkodent Dieptrekplaten **PLAY SAFE®**

Erkoflex-color Ø 120		Artikel nr.	Artikel nr.
Kleur		dikte 2 mm	dikte 4 mm
	Helder rood	58 12 21 (5)	58 12 41 (5)
	Felgeel	58 12 22 (5)	58 12 42 (5)
	Opzichtig blauw	58 12 23 (5)	58 12 43 (5)
	Opzichtig groen	58 12 24 (5)	58 12 44 (5)
	Opzichtig roze	58 12 25 (5)	58 12 45 (5)
	Vol rood	58 12 26 (5)	58 12 46 (5)
	Avond blauw	58 12 27 (5)	58 12 47 (5)
	Licht blauw	58 12 28 (5)	58 12 48 (5)
	Kastanjebruin	58 12 31 (5)	58 12 51 (5)
	Weelderig groen	58 12 32 (5)	58 12 52 (5)
	Zuiver wit	58 12 33 (5)	58 12 53 (5)
	Diep zwart	58 12 34 (5)	58 12 54 (5)
	Goud	58 12 35 (5)	58 12 55 (5)
	Zilver	58 12 36 (5)	58 12 56 (5)
	Transparant	58 12 37 (5)	58 12 57 (5)

↑ Inhoud verpakking ↓

Erkoflex-freestyle Ø 120		Artikel nr.	Artikel nr.
Kleur		dikte 2 mm	dikte 4 mm
	Camouflage	58 12 60 (5)	58 12 80 (5)
	Lava	58 12 61 (5)	58 12 81 (5)
	Tie-dye	58 12 62 (5)	58 12 82 (5)
	Regenboog	58 12 63 (5)	58 12 83 (5)
	Confetti	58 12 64 (5)	58 12 84 (5)
	Freestyle SET	58 12 69 (5)	58 12 89 (5)
	Zebra	58 12 65 (5)	58 12 85 (5)
	Goud flokken	58 12 66 (5)	58 12 86 (5)
	Zilver flokken	58 12 67 (5)	58 12 87 (5)
	Camouflage stip	58 12 68 (5)	58 12 88 (5)
	Lava strip	58 12 70 (5)	58 12 90 (5)
	Blackline SET	58 12 79 (5)	58 12 99 (5)

↑ Inhoud verpakking ↓

Ook verkrijgbaar

PLAY SAFE® triple
PLAY SAFE® triple light



Uitblokwas transparant



50 gram

€ XX,xx

Art.nr: 725 080

Ortho bakjes



25 gram

Solide en compacte dental box met kleine ventilatie gaatjes, geschikt voor het veilig en hygiënisch bewaren/opbergen en transporteren van o.a. een klein (sport)-bitje, beugel, splint, opent zoals een schelp.

Afmetingen: H = 3 cm
B = 7,8 cm
D = 7,3 cm



100 doosjes

€ XX,xx

Art.nr: L-G45-100



Diamant stripjes met handvat

Eenvoudig en gecontroleerd werken.

Het gebruiksvriendelijke klik-systeem vervangt snel en eenvoudig een nieuw diamantstripje op het ergonomische handvat. Diamantstripjes kunnen worden gebruikt zowel met als zonder het gebruik van het handvat.




Intro SET: 1 handvat inclusief diamant-stripjes
(2 x blauw, 1 x rood, 1 x geel, 1 x wit)

Diamant eenzijdig
Korrel: middel 45 µm

Diamant eenzijdig
Korrel: fijn 30 µm

Diamant eenzijdig
Korrel: X-fijn 15 µm

Zonder diamant
Zaag vertanding



Losse stripjes (M/F/SF) per 10st € XX,xx
Losse stripjes (X) per 5st € XX,xx




1 intro SET

€ XX,xx

Art.nr: N-FS5-KP-SO

Diamant schijfjes



Mini diamantschijven



Super fijne diamant korrel, gediamanteerd op beide zijden. Geschikt voor het scheiden/separeren en het contouren van keramiek + composieten. Schijven zijn gemonteerd en gecentreerd.

Verpakt per
5 stuks



Verpakt per 5 stuks

€ XX,xx



Art.nr: DFS-191321

Art.nr: DFS-191021 F

Art.nr: DFS-190821 F

Separatie schijven - vezel versterkt

Voor metaal met aluminiumoxide

Prijs vanaf

€ XX,xx

Afmetingen: Ø x L

Art.nr: 654 22x03 H 22 x 0,3 mm

Art.nr: 654 25x03 H 25 x 0,3 mm

Art.nr: 654 40x05 H 40 x 0,5 mm



Voor keramiek met siliciumcarbide

Prijs vanaf

€ XX,xx

Afmetingen: Ø x L

Art.nr: 754 22x02 H 22 x 0,2 mm

Art.nr: 754 22x03 H 22 x 0,3 mm

Art.nr: 754 25x03 H 25 x 0,3 mm



Machine borstel

Ronde borstel van zwart
'**HARD**' Chungking-haar.

Speciaal geschikt voor het opruwen
en polijsten van alle diverse
tandtechnische materialen
waaronder kunststof en metaal.

Art.nr: H-148

Ø 80 mm

€ X,xx p.st.
i.p.v. € X,xx p.st.



Max 1.400 rpm

OP
=
OP

4-rijen
Kunststof kern

Machine borstel

Ronde borstel van zwart
'**HARD**' Chungking-haar.

Speciaal geschikt voor het opruwen
en polijsten van alle diverse
tandtechnische materialen
waaronder kunststof en metaal.

Art.nr: H-148 H

Ø 80 mm

€ X,xx p.st.
i.p.v. € X,xx p.st.



Max 1.400 rpm

OP
=
OP

4-rijen
Houten kern

Unieke penselen SET

De penselen zijn speciaal gemaakt om de technieken van micro layering en kleuring op zirkonium tanden af te werken. De zeer dunne synthetische borstelharen van de nieuwste generatie lijken erg op kolinsky-marter haar. Het grote voordeel is de weerstand van de punt, die niet krult door slijtage en lang zijn kwaliteit behoudt.



€ XX,xx Art.nr: L - PL-00

Type: 00

€ XX,xx Art.nr: L - PL-0

Type: 0

€ XX,xx Art.nr: L - PL-1

Type: 1

€ XX,xx Art.nr: L - PL-4


Type: 4

€ XX,xx Art.nr: L - PL-9

Type: 9

€ XX,xx Art.nr: L - PL-12

Type: 12



DEAL!

De penseel TIP kan
in het aluminium
handvat veilig
worden opgeborgen.



Complete SET á 6 penselen (in etui):

- 3 penselen houten handvat (00, 0, 1)
- 3 penselen aluminium handvat (4, 9, 12)

Complete SET

€ XX,xx

Art.nr: L-PL-KIT



↳ Penseel TIP: 4, 9 en 12

↳ Penseel TIP: 00, 0 en 1

Klasse IV super hard gips + KOELTAS

Ideaal voor: tand kransen, stomp-modellen, implantaat-, frame, meester- controle-modellen, uitgieten afdruckmaterialen.



4 x 5 kg RockSTAR

€ XXX,xx

Rockstar in de kleur goudbruin, de perfecte basis voor perskeramiek.

Voor alle afdruckmaterialen geschikt!

Kenmerken RockSTAR:

- Hardheid 320 N/mm2
- Opaak scanbaar
- Ontvormbaar na 25 min.
- Superfijne korrelstructuur
- Gladde oppervlakte
- Geen afsplintering bij prepareren
- Vacuum mixen
- Luchtbelvrij
- Tixotroop
- Vloeibaar bij lichte trilling
- Expansie DIN 0,06%



Licht grijs



Creme



Goudbruin



Naturel

→ ● **Kleur:** Licht grijs
Art.nr: K4-1122200

→ ● **Kleur:** Creme
Art.nr: K4-1120200

→ ● **Kleur:** Goudbruin
Art.nr: K4-1124200

→ ● **Kleur:** Naturel
Art.nr: K4-1123200

SUMMER SPECIAL

LET OP! Zolang voorraad strekt

Compacte, draagbare koeltas

Ideaal voor picknicks, autoritten of de dagelijkse boodschappen.

Deze hoogwaardige koeltas met een inhoud van ongeveer 10 liter houdt etenswaren langdurig koel.

Dankzij de stevige handgreep met brede nylon banden en de schouderriem is de tas comfortabel te dragen.

De koeltas is gemaakt van afneembaar polyester met een linnenlook en heeft een draagvermogen tot 15 kg.

Afm.: 300 x 160 x 300 mm (l x b x h)



Bestel voor minimaal

€ XXX,-

aan Klasse 4* gips

U ontvangt van ons: **KOELTAS**



**OP
=
OP**

* Zonder inhoud!

KFO gips

Hardheid 160 N/mm² Expansie 0,1 %

Art.nr: K4-02501200



20 kg

Slechts € XX,xx

Hardgips - Anti-allergisch - bevat geen formaldehyde zoals al onze gipsen, Homogeen, Opaak, Tixotroop, Splintert niet, super gladde oppervlakte. **Geschied voor:** Orthodontische modellen, werk en diagnostische modellen, evenals alle werken voor een hogere oppervlaktehardheid (kunststof techniek / reparatiemodellen / tegenbeten / persen.). **Kleur:** Super-wit

Mengverhouding 100 gr.: 27 ml. water

Meng tijd: 30 sec.

Hardheid 160 N/mm²

Verwerkingstijd: 4½ min.

Expansie DIN: 0,1%



Scan QR code
voor de webwinkel

Sprint

ARTICULATIE GIPS

20 kg

€ XX,xx

Art.nr: K4-03101200



Laagste uitzetting voor meer precisie bij het articuleren. Hogere eindhardheid voor randstabiele split-cast. Romige, stevige consistentie. Snelle instelling. Supergladde oppervlakken. **Kleur:** sneeuw wit

Mengverhouding 100 gr.: 30 ml. water

Meng tijd: 20 sec.

Hardheid 70 N/mm²

Verwerkingstijd: 3 min.

Expansie DIN: 0,03%

Rock Mountain

Hardheid 310 N/mm² Expansie 0,06 %

20 kg

€ XXX,xx



Kleur:Sahara

Art.nr:K4-1103200



Kleur:Oranje

Art.nr:K4-1105200



Kleur:Pastel geel

Art.nr:K4-1109200



Kleur:Grijs

Art.nr:K4-1107200



- Verpakking: **4 x 5 kg**
- Scanbaar - opaak
- Beste thixotrope vloeieigenschappen
- 25% hogere buigsterkte
- Precies en stabiel
- Afbindexpansie na 2 uur afgesloten

Vario Plus

Hardheid 180 N/mm² Expansie 0,08 %

25 kg

€ XXX,xx



Kleur:Mint

Art.nr:K4-2107250



Kleur:Wit

Art.nr:K4-2101250



Kleur:Mocca

Art.nr:K4-2113250



- Verpakking: **25 kg**
- Superhardgips
- Gladde oppervlakte
- Romige substantie
- Verhoogde randstabiliteit
- Splintervrij zagen/slijpen
- Hoge eindhardheid
- Verwerkingstijd: 7 min.

Hardgips

Hardheid 120 N/mm² Expansie 0,15 %

25 kg

€ XX,xx

Vanilla STAR



Vanille

Art.nr: K4-04340250

Green STAR



Groen

Art.nr: K4-04370250

Wit STAR



Wit

Art.nr: K4-04390250

Yellow STAR



Geel

Art.nr: K4-04350250

Blue STAR



Blauw

Art.nr: K4-04310250



Dentalsept heet voortaan **Desinfectie LIQUID - pro**

HUISMERK

Oppervlakte: Alcohol-vrij snel-desinfectie.

Voor het reinigen en desinfecteren van alle waterbestendige medische oppervlakken, objecten, instrumenten, afdruklepels en alle afdrukmaterialen zoals:

Siliconen, Hydrocolloïde, Alginaat

Vernietigt 99,99 % van alle ziekte-kiemen binnen één minuut. Is huidvriendelijk dus ook geschikt voor diegene met een allergie.



1/2 liter
€ X,xx
Artikel nr:
DD-720880

1 liter
€ XX,xx
Artikel nr:
DD-720881



5 LTR. SLECHTS

€ XX,xx

Art.nr: DD-720885

Reinigings setje

HUISMERK



In de **mini ultrasonic** met zijn ca. 17.000 trillingen per minuut wordt elke prothese binnen de kortste tijd schoon, zelfs tandsteen, nicotine en andere verkleuringen hebben in de mini ultrasonic geen schijn van kans.

Het bijpassende reinigings poeder is chloorvrij, bleekt de prothese-kunststof niet en tast de weekmaker in de prothese niet aan zoals de meeste andere prothese- reinigings middelen wel doen.



Inhoud SET: 1 x reinigings-apparaat
2 x zakje reinigings-poeder incl. mini borsteltje



1 x SET

€ XX,xx

Art.nr: DH-0011

Reinigings poeder

HUISMERK



Schoonmaken van o.a.: bitje (sport, apneu, snurk, knars, orthodontie), partiële prothese (gedeeltelijk kunstgebit), flexibele prothese (thermoplast), opzetstuk tandenborstel, beugel (uitneembaar), prothese (kunstgebit).

Bestanddelen:

Magnesium Carbonate, Mint Flavor, Potassium Bisulfate, Potassium Peroxymonosulfate, Potassium Sulfate, Sodium Citrate, Trisodium Salt of citric Acid.



zakjes á 7 gram



1 doosje á 12 zakjes

€ XX,xx

Art.nr: DH-0013

Gebitsborstels

HUISMERK

Anti Slip op het handvat voor een nog betere grip en middel zachte borstel haren voor veilig poetsen van o.a. zachte delen.

Gebruik de gebitsborstel voor het schoonmaken van:

- bitje (sport, apneu, snurk, knars, orthodontie)
- partiële prothese (gedeeltelijk kunstgebit)
- flexibele prothese (thermoplast)
- beugel (uitneembaar)
- prothese (kunstgebit)

BESTE KEUZE

100st



16 cm

Blauw of Lila

Per 1 stuk
steriel verpakt



100 gebitsborstels

€ XXX,xx

Art.nr: DD-0012-100

Beste lappenschijf i.c.m. SilaPoli (puimsteen)

Lange levensduur!

Art.nr. PO-1001/8-H

L-8mm
9-laags

Ø 100mm

Nieuwe manier van (voor)polijsten met een lappenschijf **Geïmpregneerd puur katoen (micro vezel)**

Zonder het beschadigen van kunststof elementen

Geschikt voor het snel voorpolijsten van o.a. prothese kunststoffen.

Ø 60mm

Rafelt niet en pilt niet

Voor diep in het palatum

Gebruik hiervoor Ø 60mm met een kleinere kern

Art.nr. 1001-60-8-H




1 x lappenschijf

€ XX,xx

Art.nr. PO-1001/8-H

SilaPoli Liquid

HUISMERK



SilaPoli Liquid is een desinfecterende vloeistof, dood bacteriën, zorg dat de puimsteen langer vochtig blijft en beter aan de borstel hecht. De vloeistof is handverzorgend en heeft een subtiele appelgeur.

5 LITER

€ XX,xx

Art.nr. DK-72009-5



Voor elke puimsteenpoeder geschikt, **optimaal resultaat met onze SilaPoli puimsteen!**



1 liter

€ X,xx

Art.nr. DK-72009-1

Parodont Gel

Hersteld, geneest, voorkomt:

Prothese drukplekken, Aften, Ontstoken tandvlees, Herpes,

Prijs per tube
€ x,xx

**1 display =
30 tubes**

€ XXX,xx



- ☑ Effectieve tandvleesverzorging
- ☑ Bacterie remmend/bestrijdend
- ☑ Virus remmend/bestrijdend
- ☑ Ontstekingsremmend
- ☑ Tegen schimmel
- ☑ Desinfecterend
- ☑ Pijn verlagend



Art.nr. 7210-30

Reinigings apparaat

Het compacte ultrasonice apparaat dringt diep door in de spleten van het kunstgebit en verwijdert efficiënt verontreinigingen zonder schade aan te richten. Heeft maar liefst **42.000 trillingen** en een **UV-C licht** in de deksel.

Afmetingen: H90 x B120 x D100 mm

UV-C-licht: desinfecteert / steriliseert

Summer DEAL

€ XX,xx

24W, 220-240V



**RVS tank
tot 200ml**

5 min. timer

**USB-C
aansluiting**

Art.nr. 72-0019



Prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders aangegeven) & transportkosten, zet- en drukfouten onder voorbehoud. Aanbiedingen zijn NIET geldig in combinatie met andere aanbiedingen/acties of persoonlijke prijs-afspraken. Aanbiedingen zolang voorraad strekt en geldig t/m 31-08-2026. Product afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. Algemene leveringsvoorwaarden: <https://www.dentalsil.com>.



<https://www.dentalsil.com/webwinkel>

 **DENTALSIL[®]**



[dentalsil.com](https://www.dentalsil.com)



info@dentalsil.nl



0495-651214



0495-652474